

Pote Dappen Duo



- Disponível em diversas cores
- Separado em duas partes
- Possui quatro concavidades com tamanhos diferentes
- Adaptável às necessidades do profissional

POTE DAPPEN DUO Fabricado em polímero e disponível em várias cores. O pote dappen Duo é o único que possui quatro concavidades que podem ser usadas de acordo com a necessidade do profissional.

INDICAÇÕES: Para manipular e acondicionar produtos de aplicação odontológica, como exemplo resina composta, acrílica, pasta profilática e outros.

INSTRUÇÕES DE USO: Colocar dentro do Pote Dappen Duo o material a ser usado, conforme a necessidade do profissional. Para evitar o endurecimento dos materiais manipulados, faça a limpeza do pote dappen imediatamente após o uso. Os processos de limpeza, desinfecção e esterilização DEVEM ser feitos com o Pote Dappen Duo DESMONTADO. Para desmontar o dappen, gire as peças em sentido contrário uma da outra COM AS DUAS MÃOS.

LIMPEZA: A remoção de matéria orgânica deve ser feita em cubas ultrassônicas, utilizando sabão enzimático (mínimo três enzimas) em diluição recomendada pelo fabricante. Após lavar em água corrente e observar a presença de resíduos, repetir o processo, caso persista, remover através de limpeza manual.

DESINFECÇÃO: Utilizar solução de ácido peracético a 0,2% por dez minutos.

ESTERILIZAÇÃO: Deverá ser feita através de autoclave, com temperatura de 121°C a 135°C, observando as recomendações do manual de instruções do fabricante da autoclave. Repetir o processo a cada uso.

ACONDICIONAMENTO: Acondicionar o produto em local exclusivo, em armários fechados, protegidos de poeira e insetos.

COMPOSIÇÃO: Polímero e pigmento.

PRECAUÇÃO: Esterilizar antes de usar. Não encostar o produto nas paredes internas da autoclave. Esterilizar o produto com as peças desmontadas.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 05 anos a contar da data de fabricação, em embalagem não violada. O prazo de vida útil deste produto depende dos cuidados tomados durante sua utilização. Sucessivas utilizações e esterilizações provocam a fadiga do material e limitam a vida útil. Verifique a condição deste produto antes de cada uso e faça a aquisição de um novo se observar fadiga excessiva ou risco de quebra.

DESCARTE: O descarte deste produto deve ser feito conforme a legislação ambiental local vigente.

Código

Descrição

Apresentação

Registro na ANVISA

108042102113
108042102114
108042102115
108042102116
108042102117
108042102118

Pote Dappen Duo Rosa
Pote Dappen Duo Lilás
Pote Dappen Duo Amarelo
Pote Dappen Duo Azul
Pote Dappen Duo Laranja
Pote Dappen Duo Verde

1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade
1 Unidade

Dispensado



Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira



INDUSBELLO
C O M P A N Y