

Instruções Passo a Passo

Acessórios

- 1 colher medidora para pó
- 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis

Medida

Para cada medida de pó (1 colher), utilizar 1/3 da medida de água.

Preparo

- Sempre com auxílio dos medidores, medir a quantidade de água e de Jeltrate Plus necessários à moldagem, certificando-se de que não existam espaços vazios na colher no momento da dosagem do pó.
- Espatular a mistura por aproximadamente 1 minuto até que fique homogênea.
- Colocar a mistura na moldeira e, logo em seguida, inserir a moldeira na cavidade bucal, comprimindo-a levemente.
- Fazer as correções musculares e manter a moldeira firme durante 1 minuto.
- Após tomar presa, remover a impressão da boca e enxaguá-la em água corrente

Tempo de manipulação	Tempo para colocar a mistura na moldeira	Tempo da moldeira na boca	Tempo total de presa
45 segundos	15 segundos	1 minuto	2 minutos

Para melhores resultados, vaziar o modelo de gesso imediatamente. Se o molde for conservado em um umidificador, será possível vaziar o gesso até 96h após a moldagem. Jamais armazenar o molde em água.

Cuidados de Conservação

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Fabricado por:

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda.
Rua José Francisco de Souza, 1926 – CEP 13633412
Pirassununga – SP - CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira
www.dentsplysirona.com.br
SAC: 0800 771 2226 | (11) 3046 2222 (Somente no Brasil)
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
Registros ANVISA nº 80196880224

Importado y Distribuido por:

Dentsply Argentina S.A.C.I.Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI C.A.B.A. - Dirección Técnica: Maria Veronica Ibarra
MN N° 16837 - Autorizado por A.N.M.A.T. - PM N° 1093-12
Dentsply Finance Co. - Carrera 19B N° 84-47
Registro Sanitario INVIMA: 2011DM-0008360
Bogotá - Colombia - D.C.