

Instructions for use

Choose your language

PT Português

EN English

ES Español

FR Français

IT Italiano

RO Română

NL Nederlands

DE Deutsch

SV Svenska

DA Danish

FI Suomi

HR Hrvatski

SL Slovenščina

SK Slovensky

PL Polski

ET Eesti

LT Lietuviškai

LV Latviski

CS Český

GA Gaeilge

HU Magyar

TR Türkçe

MT Malti

BG Български

RU Русский

EL Ελληνικά



Português

Contra-ângulo descartável.

COMPOSIÇÃO

Poliacetal e TPV.

INDICAÇÕES

Para a realização dos procedimentos de polimento e profilaxia dental.

TÉCNICA DE USO

Remova o contra-ângulo de sua embalagem individual e conecte o contra-ângulo posicionando o pino de encaixe dentro da peça de mão reta;

Gire o anel de fechamento da peça de mão reta, para travar o contra-ângulo;

Descarte o contra-ângulo após o uso.

PRECAUÇÕES

Utilize o contra-ângulo, preferencialmente, a uma rotação de até 3.000 RPMs;

O contra-ângulo descartável aceita autoclavagem prévia ao uso;

O produto já é lubrificado previamente;

As taças são livres de látex, portanto, não são impeditivas para uso em pacientes com relatada sensibilidade ao látex.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local arejado e seco.

English

Disposable handpiece.

COMPOSITION

Polyacetal and TPV.

INDICATIONS

For executing dental prophylaxis and polishing procedures.

TECHNIQUE OF USE

Remove the contra-angle from its individual packaging and connect the contra-angle positioning the fitting pin in the straight handpiece;

Rotate the closing ring of the straight handpiece, to lock the contra-angle;

Discard the contra-angle after use;

PRECAUTIONS

Use the contra-angle, preferably, at a rotation of up to 3,000 RPMs;

The disposable contra-angle accepts autoclaving prior to use;

The product is already lubricated previously;

The cups are latex free, and so used in patients with reported sensitivity to latex.

STORAGE

Store in an airy and dry place.

Español

Contra ángulo desechable.

COMPOSICIÓN

Poliacetal y TPV.

INDICACIONES

Para la realización de procedimientos de pulido y profilaxis dental.

TECNICA DE USO

Retire el contra ángulo de su embalaje individual y conecte el contra ángulo posicionando la clavija de encaje dentro de la pieza de mano recta;

Girar el anillo de cierre de la pieza de mano recta, para trabar el contra ángulo;

Deseche el contra ángulo después de su uso.

PRECAUCIONES

Use el contra ángulo a una rotación recomendada hasta 3.000 RPM;

El contra ángulo desechable puede ser autoclavado antes de su uso;

El producto ya viene previamente lubricado;

Las tasas están libres de látex, por lo tanto, no impiden su uso en pacientes con relativa sensibilidad al látex.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en local ventilado y seco.

Français

Pièce à main dentaire à contre-angle jetable.

COMPOSITION

Polyacétal et TPV.

INDICATIONS

Pour la réalisation des procédures de polissage et de prophylaxie dentaire.

TECHNIQUE D'UTILISATION

Enlever la pièce à main dentaire à contre-angle de son emballage individuel et branchez-la, en la mettant en place à l'aide de la goupille de positionnement;

Tournez la bague de fermeture de la pièce à main dentaire droite à contre-angle, pour verrouiller;

Jeter le contre-angle après utilisation.

PRÉCAUTIONS

Utilisez le contre-angle, de préférence, à une rotation jusqu'à 3000 TPM;

Le contre-angle jetable accepte l'autoclavage préalable à l'utilisation ;

Le produit est déjà lubrifié au préalable ;

Les tasses sont sans latex et, de ce fait, sont utilisées chez les patients ayant une sensibilité déclarée au latex.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et aéré.

Italiano

Contrangolo monouso.

COMPOSIZIONE

Poliacetale e TPV.

INDICAZIONI

Per lo svolgimento delle procedure di lucidatura e profilassi dentale.

TECNICA DI USO

Rimuovere il contrangolo della relativa confezione individuale e collegare il contrangolo disponendo il perno di ancoraggio all'interno del manipolo;

Ruotare l'anello di bloccaggio del manipolo, per bloccare il contrangolo;

Gettare il contrangolo dopo l'uso.

PRECAUZIONI

Utilizzare il contrangolo, preferibilmente, ad una rotazione fino a 3.000 rpm;

Il contrangolo monouso accetta la sterilizzazione in autoclave prima dell'uso;

Il prodotto è già lubrificato in anticipo;

Le coppe sono privi di lattice, quindi non impediscono l'uso in pazienti con segnalata sensibilità al lattice.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Română

Piesă de mână de unică folosință

COMPOZIȚIE

Polieacetal și TPV

INDICAȚII

Pentru executarea profilaxiei dentare și proceduri de lustruire.

TEHNICI DE UTILIZARE

Scoateți piesa contraunghi din ambalajul său individual și conectați-l, poziționând bolțul de montaj în piesa de mână dreaptă;

Rotiți inelul de închidere a piesei de mână dreaptă pentru a bloca piesa contraunghi;

A se arunca piesa contraunghi după utilizare;

PRECAUȚII

De preferat, utilizați piesa contraunghi la o viteză de rotație de până la 3.000 RPM;

Piesa contraunghi de unică folosință acceptă autosterilizare înainte de utilizare;

Produsul este deja lubrifiat;

Căpăcelele nu conțin latex, deci pot fi utilizare la pacienții ce prezintă sensibilitate la latex.

DEPOZITARE

A se păstra la loc uscat și răcoros.

Nederlands

Wegwerpbaar handstuk.

COMPOSITIE

Polyacetaal en TPV.

INDICATIES

Voor het uitvoeren van tandprofylaxe en polijstmethoden.

GEBRUIK TECHNIEK

Verwijder de tegenhoek van zijn individuele verpakking en connecteer de tegenhoek, dit plaatst de montagepin in het rechte handstuk;

Draai de sluitring van het rechte handstuk, voor vergrendeling van de tegenhoek;

Gooi de contra-hoek weg na gebruik;

VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik de tegenhoek, bij voorkeur, bij een rotatie van maximaal 3,000 RPM's;

De wegwerpbare tegenhoek maakt autoclaaf voor het gebruik mogelijk;

Het product werd reeds eerder gesmeerd;

De kopjes zijn latex-vrij, en daarvoor gebruikt bij patiënten met gerapporteerde gevoeligheid aan latex.

OPSLAG

Berg op in een luchtige en droge plaats.

Deutsch

Einweg-Winkelstück.

ZUSAMMENSTELLUNG

Polyacetal und TPV.

INDIZIERUNGEN

Polieren und Prophylaxe der Zähne.

ANWENDUNGSMETHODE

Winkelstück aus der Packung nehmen und Einrastungsstift in das Handstück positionieren, um die Kopplung herzustellen;

Verschlussring des Handstücks drehen, auf dass das Winkelstück einschnappt;

Winkelstück nach Gebrauch entsorgen.

WARNUNGEN

Winkelstück mit einer Geschwindigkeit von höchstens 3.000 Upm benutzen;

Das Winkelstück kann vor der Anwendung im Autoklav sterilisiert werden;

Das Produkt hat eine Vorschmierung erhalten;

Die Gummikelche sind latexfrei, können also bei Patienten mit Empfindlichkeit gegenüber Latex benutzt werden.

AUFBEWAHRUNG

Belüftet und trocken lagern.

Svenska

Handstycke för engångsanvändning

MATERIAL

Polyacetal och TPV.

INDIKATIONER

För tandprofylax och polering.

ANVÄNDNINGSMETOD

Ta ut vinkelstycket ur förpackningen och anslut vinkelstycket med monteringsstiftet i det raka handstycket.

Lås vinkelstycket genom att rotera förslutningsringen i det raka handstycket.

Kassera bort vinkelstycket efter användning.

FÖRSIKTIGHET

Vinkelstycket bör inte användas i hastigheter över 3 000 v.p.m.

Vinkelstycket för engångsbruk kan autoklaveras före användning.

Produkten behöver inte smörjas.

Kopparna är latexfria och kan användas på latexallergiker.

FÖRVARING

Förvara torrt och luftigt.

Danish

Engangs hånddel.

SAMMENSÆTNING

Polyacetal og TPV.

INDIKATIONER

Til at udføre dental profylakse og poleringsprocedurer.

BRUGSTEKNIK

Fjern kontra-vinkel fra dens individuelle emballage og forbind kontra-angle positioneringen til monteringsbenet i den lige hånddel;

Drej lukkeringen af den lige hånddel, for at fastlåse kontra-vinklen;

Kassér kontra-vinkel efter brug;

FORHOLDSREGLER

Brug kontra-vinkel, fortrinsvis ved en rotation på op til 3.000 omdrejninger;

Engangskontravinklen anerkender autoklaving før anvendelse;

Produktet er allerede smurt på forhånd;

Kopperne er latex fri, og anvendes til patienter med rapporteret følsomhed over for latex.

LAGRING

Opbevares på et luftigt og tørt sted.

Suomi

Kertakäyttöinen käsikappale

COMPOSITION

Polyasetaali ja TPV.

KÄYTTÖTARKOITUS

Hammasprofylaksioiden sekä

kiillotus-toimenpiteiden suorittamiseen.

KÄYTTÖOHJEET

Poista vastakulma sen omasta pakkauksestaan ja yhdistä vastakulma asettaen asennustapin suoraan käsikappaleeseen;

Käännä suoran käsikappaleen sulkemisrengas lukitaksesi vastakulman;

Tuhoa vastakulma käytön jälkeen;

VAROTOIMENPITEET

Käytä vastakulmaa mieluiten maksimissaan 3000 RPM:n rotaatiolla;

Tuhottavan vastakulman voi autoklaavata ennen käyttöä;

Tuote on liukastettu jo etukäteen;

Kupit ovat lateksivapaat, joten niitä voi käyttää myös lateksiherkkien potilaiden kanssa.

SÄILYTYS

Säilytä ilmavassa ja kuivassa paikassa.

Hrvatski

Jednokratni ručni alat.

SASTAV

Poliacetal i TPV.

INDIKACIJE

Za dentalnu profilaksu i poliranje.

TEHNIKA UPOTREBE

Uklonite kontra-kutni alat iz ambalaže i postavite kontra-kutni alat s iglom u ravni ručni alat;

Okrenite prsten za blokadu ravnog ručnog alata kako biste blokirali kontra-kutni alat;

Nakon upotrebe bacite kontra-kutni alat;

MJERE OPREZA

Kontra-kutni alat preporučujemo koristiti pri brzini od 3000 o/min;

Jednokratni kontra-kutni alat prije upotrebe možete sterilizirati;

Proizvod je tvornički podmazan;

Čašice ne sadrže lateks te ih možete koristiti na pacijentima koji su osjetljivi na lateks.

ČUVANJE

Čuvajte na prozračnom i suhom mjestu.

Slovenščina

Kotni ročnik za enkratno uporabo

SESTAVA

Poliacetal in TPV.

INDIKACIJE

Za izvedbo dentalne profilakse in poliranja.

NAČIN UPORABE

Odstranite ročnik iz posameznega pakiranja in ga priključite tako, da sede priključni zatič v ravni ročnik;

Obrnite zaporni obroč ravnega ročnika za

zaklepanje kotnega ročnika;

Po uporabi kotni ročnik odstranite;

OPOZORILA

Prednostno uporabljajte kotni ročnik z vrtilnimi hitrostmi do 3.000 vrt/min;

Kotni ročnik za enkratno uporabo dovoljuje uporabo avtoklava pred uporabo;

Izdelek je predhodno že namazan;

Skodelice ne vsebujejo lateksa in so primerne za paciente z znano občutljivostjo na lateks.

SKLADIŠČENJE

Hranite na zračnem in suhem mestu.

Slovensky

Ručný nadstavec na jedno použitie.

ZLOŽENIE

Polyacetal a TPV.

INDIKÁCIE

Vykonávanie zákrokov zubnej profylaxie a leštenie.

SPÔSOB POUŽITIA

Vyberte kolienkový nadstavec z obalu a pripojte ho na vodiaci čap ručného nadstavca.

Otáčajte uzáverom rovného nadstavca, kým sa kolienkový nadstavec neuzavrie.

Po použití kolienkový nadstavec zlikvidujte.

PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Kolienkový nadstavec používajte pokiaľ možno pri rýchlosti 3 000 ot/min.

Jednorazový kolienkový nadstavec je možné pred použitím sterilizovať v autokláve.

Výrobok už obsahuje lubrikant.

Kalíšky neobsahujú latex, takže sa používajú i u pacientov, ktorí sú na latex citliví.

SKLADOVANIE

Skladujte na vzdušnom a suchom mieste.

Polski

Kątnica jednorazowa.

SKŁAD

Polioksymetylen i elastomery TPV.

WSKAZANIA

Do realizacji procedur polerowania i do profilaktyki stomatologicznej.

SPOSÓB UŻYCIA

Wyjąć kątnicę ze jej indywidualnego opakowania i podłączyć ją ustawiając szpilkę montażową wewnątrz rękojeści;

Obrócić pierścień blokady rękojeści w celu zablokowania końcówki;

Wyrzucić kątnicę po użyciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Najlepiej używać kątnicę przy szybkości do 3000 RPM obrotów na minutę;

Jednorazowa kątnica może być sterylizowana w autoklawie przed jej użyciem;

Produkt jest już uprzednio nasmarowany;

Gumowe nasady nie zawierają lateksu, więc mogą być stosowane u pacjentów uczulonych na lateks.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w wentylowanym i suchym miejscu.

Eesti

Ühekordselt kasutatav nurkotsik.

KOOSTIS

Polüatsetaal ja TPV.

NÄIDUSTUSED

Poleerimistööde ja profülaktilise hambaravi jaoks.

KASUTUSTEHNIKA

Võtke nurkotsik individuaalpakendist välja ja ühendage nurkotsik, asetades kinnitustihvti sirge käsidetaili sisse;

Nurkotsiku lukustamiseks keerake sirge käsidetaili kinnitusrõngast;

Pärast kasutamist nurkotsik ära visata.

ETTEVAATUSABINÕUD

Kasutage nurkotsikut eelistatavalt pöörlemiskiirusel kuni 3000 pööret minutis;

Ühekordselt kasutatavat nurkotsikut võib enne kasutamist autoklaavida;

Toode on eelnevalt määrdeainega töödeldud;

Topsid on lateksivabad ning seepärast ei takista kasutamist patsientidel, kellel on lateksi suhtes ülitundlikkus.

HOIDMINE

Hoida õhutatud ja kuivas kohas.

Lietuviškai

Vienkartinio naudojimo kampinis antgalis

SUDĖTIS

Poliacetalis ir TPV.

INDIKACIJOS

Šlifavimo procedūroms ir dantų profilaktikai.

NAUDOJIMO BŪDAS

Išimkite kampinį antgalį iš atskiros pakuotės ir prijunkite jį, pritaisydami jungiamąjį kaklelį tiesiojo antgalio viduje.

Užsukite tiesiojo antgalio blokavimo žiedą, kad kampinis antgalis būtų užtvirtintas.

Po naudojimo kampinį antgalį išmeskite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Rekomenduojama naudoti kampinį antgalį 3 000 RPMs greičiu;

Vienkartinio naudojimo kampinį antgalį prieš naudojimą galima autoklavuoti;

Gaminys yra iš anksto lubrikuotas;

Taurelėse nėra latekso, todėl jas galima naudoti ir

pacientams, kurių jautrumas lateksui yra padidėjęs.

SANDELIIVIMAS

Sandėliuoti gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje.

Latviski

Vienreiz lietojams leņķa uzgalis.

SASTĀVS

Poliacetāls un termoplatiskie elastomēri.

INDIKĀCIJAS

Mutes dobuma sanācija un pulēšanas procedūras.

LIETOŠANAS METODE

Izņemiet leņķa uzgali no iepakojuma un pievienojiet to, ievietojot stiprinājuma tapiņu taisnajā uzgalī.

Pagrieziet taisnā uzgaļa fiksējošo gredzenu, lai nofiksētu leņķa uzgali.

Pēc lietošanas izmetiet leņķa uzgali.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Leņķa uzgaļus vēlams izmantot ar rotācijas ātrumu līdz 3000 apgriezieniem minūtē.

Vienreiz lietojamo leņķa uzgali pirms lietošanas var sterilizēt autoklāvā.

Produkts jau ir apstrādāts ar smērvielu.

Galviņas ir bez lateksa, tādēļ tās var izmantot pacientiem, kuriem ir jutība pret to.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt labi ventilētā un sausā vietā.

Česky

Ruční násadec na jedno použití.

SLOŽENÍ

Polyacetal a TPV.

INDIKACE

Provádění zákroků zubní profylaxe a leštění.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyjměte kolénkový násadec z obalu a připojte jej na vodící čep ručního nástavce;

Otáčejte uzávěrem rovného násadce, až se kolénkový násadec uzavře;

Po použití kolénkový násadec zlikvidujte;

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

Kolénkový násadec používejte pokud možno při rychlosti 3 000 ot/min;

Jednorázový kolénkový násadec je možno před použitím sterilizovat v autoklávu;

Výrobek již obsahuje lubrikant;

Kalíšky neobsahují latex, takže se používají i u pacientů, kteří jsou na latex citliví.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na vzdušném a suchém místě.

Gaeilge

Lámhbheart frithuillinn Indiúscartha.

COMHDHÉANAMH

Poilocsaimetiléin agus TPV.

COMHARTHA

Nósanna imeachta de próifíolacsas agus snasaireacht fiacloíreachta a cur i bhfeidhm.

TEICNÍOCHT D'ÚSÁID

Bain an frithuillinn as an bpaca aonair agus ceangal an frithuillinn á shuíomh an bioráin fheistiú sa lámhbheart díreacha;

Rothlaigh an fáinne deiridh don lámhbheart díreacha, chun glas a chur ar an bhfrithuillinn;

Caith amach an frithuillinn tar éis na húsáide;

RÉAMHCHÚRAM

Bain úsáid as an frithuillinn, más féidir á rothlú os cionn 3,000 RSN;

Glacann an frithuillinn indiúscartha uathchlábh roimh na húsáide;

Tá an táirge roimhbhealaithe.

Tá na cupáin saor ón laitéis agus mar sin féin níl an t-úsáid coiscthe le hothair amhlaidh i othair ina bhfuil íogaireacht don latéis acu.

STÓRÁIL

Stóráil in áit aerach agus tirim

Magyar

Eldobható könyökdarab.

ÖSSZETÉTEL

Poliacetál és TPV.

JAVALLATOK

Fogászati megelőző kezelésekhez és polírozáshoz.

ALKALMAZÁS

Vegye ki a könyökdarabot a csomagolásából és a csatlakozó idomot használva csatlakoztassa azt az egyenes kézidarabhoz;

A könyökdarab rögzítéséhez forgassa el az egyenes kézidarabon található zárógyűrűt;

Használatot követően a könyökdarabot dobja el;

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A könyökdarabot lehetőség szerint legfeljebb 3000 percenkénti fordulatszámom működtesse;

Használat előtt az eldobható könyökdarab autoklávban sterilizálható;

A termék már gyárilag megkent állapotban van;

A polírkelyhek latexet nem tartalmaznak, így latexre érzékeny pácienseknél is használhatók.

TÁROLÁS

Szellős és száraz helyen tárolandó.

Türkçe

Tek kullanımlı Angldruva (açı).

İÇERİK

Poliasetal ve TPV.

ENDİKASYONLARI

Parlatma işlemleri ve diş profilaksisi.

KULLANIM TEKNİĞİ:

Angldruvayı ambalajdan çıkarın ve yerleştirme pimi piyasemene uygulayarak bağlayın;

Piyasemenin kapatma halkasını angldruvayı kilitlemek için çevirin;

Angldruvayı kullandıktan sonra atın.

ÖNLEMLER

Angldruvayı tercihen 3.000 RPMs devirde kullanın;

Kullanmadan önce angldruva otoklavda sterilize edilebilir;

Ürün lubrikan ile gelir;

Bardaklarda lateks yoktur bu nedenle latekse hassasiyet olan hastalarda kullanılabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve havadar bir yerde saklayın.

Malti

Għodda tal-id li tintrema wara l-użu.

KOMPOŻIZZJONI

Poliacetat u TPV.

INDIKAZZJONIJIET

Għat-twettiq ta' profilassi dentali u proċeduri ta' lostru.

TEKNIKA TAL-UŻU

Neġġi l-kontrangolu mill-ippakkjar individwali u qabbad il-kontrangolu billi tqiegħed il-pinn li jaqbel fl-għodda dritta tal-id;

Dawwar il-ħolqa ta' għeluq tal-għodda dritta tal-id, biex tillokkja l-kontrangolu;

Armi l-kontrangolu wara l-użu;

PREKAWZJONIJIET

Uża l-kontrangolu, preferibbilment, f'rotazzjoni sa massimu ta' 3 000 RPMs;

Il-kontrangolu li jintrema wara l-użu jiflaħ awtoklava qabel l-użu;

Il-prodott huwa diġà llubrikat minn qabel;

It-tazzi huma ħielsa mil-latex, u għalhekk użati f'pazjenti b'sensibilizzazzjoni ddikjarata għal-latex.

ĦŻIN

Aħžen f'post arjuż u niexef.

Български

БЪЛГАРСКИ

Накрайник за еднократна употреба.

СЪСТАВ

Полиацетал и термопластичен вулканизат (TPV).

ПОКАЗАНИЯ

За извършване на дентална профилактика и полиране.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Отстранете обратния наконечник от опаковката му и свържете обратния наконечник, като позиционирате подходящия щифт в правия наконечник;

Завъртете затварящия пръстен на правия наконечник за заключване на обратния наконечник;

Изхвърлете обратния наконечник след употреба;

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Използвайте обратния наконечник, за предпочитане при завъртане до 3000 об/мин.;

Обратният наконечник за еднократна употреба допуска автоклавиране преди употреба;

Продуктът вече е смазан по-рано;

Чашките не съдържат латекс, така че могат да бъдат използвани при пациенти с установена чувствителност към латекс.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на проветриво и сухо място.

Русский

Одноразовый угловой наконечник.

СОСТАВ

Фторопласт и тпв.

ПОКАЗАНИЯ

Для проведения полировочных процедур и стоматологической профилактики.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Извлеките угловой наконечник из индивидуальной упаковки и присоедините его, поместив вставочный штифт в прямой наконечник;

Поверните фиксирующее кольцо прямого наконечника, чтобы зафиксировать угловой наконечник;

Выбросите угловой наконечник после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте угловые наконечники, предпочтительно со скоростью до 3000 оборотов в минуту;

Одноразовый угловой наконечник может обрабатываться в автоклаве перед использованием;

Продукт заранее обработан смазкой;

Колпачки не содержат латекс, поэтому могут использоваться при лечении пациентов с чувствительностью к латексу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом и прохладном месте.

Ελληνικά

Οδοντιατρική φρέζα μίας χρήσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Πολυακετάλη και TPV.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για διαδικασίες καθαρισμού και στίλβωσης.

ΤΕΧΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗΣ

Αφαιρέστε τη φρέζα από την ατομική συσκευασία και συνδέστε την τοποθετώντας τον πείρο τοποθέτησης μέσα στην ευθεία λαβή.

Γυρίστε το δακτύλιο ασφάλισης της ευθείας λαβής για να ασφαλίσετε τη φρέζα.

Η φρέζα απορρίπτεται μετά τη χρήση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε τη φρέζα με ταχύτητα έως και 3000 σ.α.λ.

Η φρέζα μίας χρήσης μπορεί να αποστειρωθεί πριν από τη χρήση.

Το προϊόν είναι ήδη λιπασμένο.

Τα φιαλίδια δεν περιέχουν λατέξ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με ευαισθησία στο λατέξ.

ΦΥΛΑΞΗ

Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.