

Delara®

Carta Molde



NOVO



Delara®

Uma linha de dentes moderna e versátil, com estética natural, para todas as indicações.

Saúde bucal nas melhores mãos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Todo mundo ama o Delara®



Delara® é a nova linha de dentes da Kulzer, uma linha que atende à todas as necessidades dos laboratórios – oferecendo estética, forma e função, com uma estrutura de superfície texturizada e estratificação das camadas, de tal forma a garantir uma aparência viva e natural.


- **Montagem fácil para resultados previsíveis:** liberdade durante a montagem sem a necessidade de desgastes excessivos ou alterar a forma básica e dos efeitos de estratificação.
- **Flexibilidade:** ampla gama de cores e formas anatômicas, otimizadas para garantir estética. Para todas as indicações e opções de montagem.
- **Estética:** proporcionado por um efeito levemente “azulado” das bordas incisais para uma aparência jovem, além de cores naturais, estrutura de superfície texturizada que permite uma excepcional refração e dinâmica da luz.
- **Custo-benefício:** uma linha de dentes para todas as indicações de uso diário.

“

É por isso que dizemos
“Todo mundo ama o Delara®”.

”

Delara® está disponível em 15 cores, sendo 13 cores na nomenclatura da escala VITA® como referência (A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2 e D3) e 2 cores de dentes clareados (BL2 e BL3)



Anteriores

PEQUENO

T 42 			47,5 42,4 9,6 8,0
S 44 			49,8 44,5 10,4 8,3
O 43 			49,5 44,2 10,5 8,3
T 44 			50,5 45,1 10,5 8,2
S 43 			49,2 43,9 9,6 8,2
R 45 			50,4 45,0 10,6 8,2

MÉDIO

T 45 			51,2 45,7 11,3 8,4
O 47 			53,9 48,1 11,4 9,1
T 46 			52,1 46,5 10,7 8,7
R 47 			53,2 47,5 11,5 8,8
R 46 			52,1 46,5 10,1 8,8
S 48 			54,9 49,0 11,3 9,1

GRANDE

R 48 			54,7 48,8 13,0 9,3
S 50 			57,1 51,0 11,8 9,6
T 49 			55,6 49,6 12,2 9,1
O 51 			58,5 52,2 12,4 9,8
R 49 			54,5 48,7 10,9 9,3

L 33



33,6
9,4
5,2

L 38



36,6
10,5
5,8

L 35



34,6
9,5
5,4

L 39



38,3
10,8
5,9

L 36



35,6
9,1
5,5

Posteriores

30

U

L



29,5
9,1

31,4
8,1

32

U

L



31,0
9,5

33,1
8,8

34

U

L



33,0
10,2

35,3
9,3

36

U

L



34,8
10,9

37,3
9,9

Combinações possíveis



Superior anterior

T 42

T 44

T 45

T 46

T 49

Inferior anterior

L 33

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

Posteriores


30 + 32

30 + 32

32 + 34

32 + 34

36



O 43

O 47

O 51

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 38 + L 39

30 + 32

34

36



R 45

R 46

R 47

R 48

R 49

L 33 + L 35

L 33 + L 35 + L 36

L 38 + L 39

L 36 + L 38

L 38 + L 39

32

32 + 34

34

34

34 + 36



S 43

S 44

S 48

S 50

L 33 + L 35 + L 36

L 33 + L 35 + L 36 + L 38

L 38 + L 39

L 38 + L 39





30 + 32

30 + 32 + 34

34 + 36

36

Exemplos



Comparativo de modelos:

	Delara®	Classic®	Trilux®	Ivostar®
Anteriores superiores	T42	L390, L/419	E2, H3	31
	T44	P448	∅	32
	T45	∅	∅	34
	T46	P488, A460, P475	F4	33
	T49	∅	∅	∅
	S44	L423, L425, L/A451, P458	R66	42
	S43	P426, L436	R13	∅
	S48	A/P470	L4	43
	S50	A503	L4	45
	R45	L438, L452	L2, O36	∅
	R46	A460, L/A468, A/P470	R14	∅
	R47	P475	R14	∅
	R48	∅	R17	∅
	R49	L480, L/A485	L4	∅
	O43	P432, L447	O32	O3
	O47	L447, L452, L/A468, L480	E4	O5
	O51	L/A520	∅	∅
Anteriores inferiores	L33	U25, U32, U33	L5	14
	L35	U34, U37	L6	15
	L36	U38	L7	15
	L38	U67, U74	K10	∅
	L39	U89, U88	K12	16
Posteriores	30U E 30L	30 O, 30 U	M2	D80
	32U E 32L	32 O, 32 U	M5	D84
	34U E 34L	34 O, 34 U	M6	D88
	36U E 36L	36 O, 36 U	∅	∅

Kulzer Brasil

R. Cenzo Sbrighi, 27 – Sala 42
São Paulo – SP – CEP 05036-010

☎ Telefone: 0800-580-0829

✉ sac@kulzer-dental.com