

| | | |
|---|--|-------------------------|
|  | Sistema de Gestão da Qualidade | Tipo: P.T. |
| | Parecer técnico Água para Autoclave Destilada | Código: TEC |
| | | Número: 001 |
| | | Revisão: 11 |
| | | Data: 15/06/2023 |
| | | Página: 1 de 1 |

A Água SS Plus é obtida por meio de sistema de tratamento e purificação com propriedades especiais de remoção de íons, micro-organismos e endotoxinas bacterianas. NÃO ESTÉRIL.

Utilização: Água purificada para enxágue de vidrarias e equipamentos, abastecimento de equipamentos, como autoclave e banho-maria.

Precaução: Não utilizar o produto caso a embalagem esteja violada.

Advertências: Não é estéril. Imprópria para injetáveis. Não ingerir.

Estabilidade: válido por 12 meses após data de fabricação impressa na embalagem. Após aberta consumir em até 60 dias.

Armazenamento e conservação: Armazenar em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 40°C e umidade relativa entre 35 e 80%.

São realizados testes físico-químicos e microbiológicos que atestam a qualidade dentro dos parâmetros estabelecidos para a finalidade de uso conforme Farmacopeia Brasileira.

Parâmetros:

pH = 5,0 -7,0


Condutividade elétrica: 0,1 - 1,3 µS/cm

Contagem total de microrganismos mesófilos <100 UFC/mL

Substâncias oxidáveis: Ausente.

Isenta de Registro conforme RDC 751/2022.

Atestamos para os devidos fins que as informações acima são verdadeiras.



Enikeyla Azevedo Sudati
Farmacêutica CRF-PR 30601