


Seu aliado para quase todas as indicações de cimentação indireta. Dependendo da situação, você pode cimentar de forma autoadesiva ou adesiva. Para uso universal: é aí que o entra em ação **SoloCem**.

Vantagens à primeira vista



Um único cimento para quase todas as indicações



Restaurações duráveis



Cimentação estética



Fácil de usar



«O cimento universal autoadesivo à base de resina SoloCem é uma grande ajuda para os dentistas».

Prof. Brian Millar, BDS, PHD, FDSRCS, FHEA, FDT, Reino Unido



«SoloCem oferece a opção de fornecer um resultado seguro e estável a longo prazo de uma forma simples».

Dr. med. dent. Anton Wetzel, Suíça

Informações para pedidos

60013986

Kit de introdução SoloCem
1 x SoloCem Dentin, 5 ml
1 x SoloCem Trans, 5 ml
10 x Pontas de mistura marrons superfinas
10 x Pontas de mistura marrons finas

60014062

Refis de SoloCem Dentin
1 x SoloCem Dentin, 5 ml
5 x Pontas de mistura marrons superfinas
5 x Pontas de mistura marrons finas

60014061

Refis de SoloCem White Opaque
1 x SoloCem White Opaque, 5 ml
5 x Pontas de mistura marrons superfinas
5 x Pontas de mistura marrons finas

60019840

Refis de SoloCem Trans
1 x SoloCem Trans, 5 ml
5 x Pontas de mistura marrons superfinas
5 x Pontas de mistura marrons finas

6747

40 x **Pontas de mistura marrons superfinas**
Pontas de mistura, Ø 1 mm

6759

40 x **Pontas de mistura marrons finas**
Pontas de mistura, Ø 1,8 mm

© COLTENE – www.coltene.com




COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten (Suíça)
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

COLTENE

CIMENTO RESINOSO AUTOADESIVO
DE DUPLA POLIMERIZAÇÃO



SoloCem®

Cimentação confiável em uma única etapa

**O NOVO
SUPERPODER**

COLTENE

Um parceiro em quem você sempre pode confiar

SoloCem®



Diferentes indicações e uma única solução

Você valoriza rapidez e eficiência? Escolha o SoloCem, uma aplicação autoadesiva rápida e segura. Mas, se precisar de uma adesão ainda mais forte, o SoloCem continua sendo a melhor escolha - use o ONE COAT 7 UNIVERSAL para aumentar a força de adesão.


Menos burocracia.

Mais tempo para o que realmente importa

Como você precisa apenas de um cimento para ambas as opções de cimentação (adesiva e autoadesiva), você economiza espaço no estoque e tempo com o gerenciamento de produtos. Isso significa mais tempo para o mais importante: o paciente.

Evite os espaços marginais produzidos por baixa retração

Contração segundo Arquimedes




Fonte: dados internos
* Não são marcas registradas do COLTENE

Integração ideal = restauração estética

Uma restauração estética precisa atender a vários critérios. Por um lado, a cor do cimento deve ser discreta e se assemelhar ao tom natural dos dentes. Uma Boa estabilidade de cor e resistência a alimentos com forte efeito de pigmentação, como vinho tinto ou curry, também são importantes para uma integração perfeita. SoloCem oferece ambos. Graças às propriedades fluorescentes da SoloCem, as restaurações ficam invisíveis em condições especiais de iluminação, como a luz negra (por exemplo, em boates).

Se a contração de um cimento for elevada, podem ficar espaços marginais, aumentando o risco de infiltração bacteriana. SoloCem, com baixa contração, é uma escolha segura.

Mudança de cor média após armazenar o material em vinho tinto, curry, agrião e água destilada.



Fonte: Liebermann et al. (2017): The Effect of Different Storage Media on Color Stability of Self-Adhesive Composite Resin Cements for up to One Year
* Não é uma marca registrada do grupo COLTENE

Uma gama simples e direta, mas sempre com o tom certo



Dentin




White Opaque



Trans

Forte sozinho, imbatível em conjunto

Resistência ao cisalhamento adesivo em diferentes materiais



Fonte: dados internos
Medição segundo Ultradent

O NOVO
SUPERPODER



Uma alta força de adesão indica boa aderência entre o cimento e os diversos materiais, essencial para o sucesso do tratamento. SoloCem apresenta alta adesão tanto na dentina quanto no esmalte, especialmente em combinação com o ONE COAT 7 UNIVERSAL. Na aplicação autoadesiva, o material também se destaca em relação a outros materiais, como metais ou cerâmica.