

SOLLIEVO

ULTRASSOM E LASER VETERINÁRIO



Imagens ilustrativas - Consulte caderno de protocolos em nosso site: www.MMO.com.br



MMOVET
tecnologia para **saúde veterinária**

Tecnologias:


Ultrassom
1 mhz (contínuo e pulsado)
Laser Vermelho
660 nm
Laser Infravermelho
808 nm

O **SOLLIEVO VET** combina **ULTRASSOM TERAPÊUTICO** e **LASER** DE BAIXA INTENSIDADE para procedimentos fisioterápicos da área veterinária.

Essa tecnologia oferece benefícios para animais de pequeno e grande porte, com tratamentos diferenciados e resultados surpreendentes.

O **SOLLIEVO VET** é uma tecnologia que agrega valor ao tratamento, promove qualidade de vida e reduz o tempo de reabilitação.

- Ultrassom de 1MHz (contínuo ou pulsado)
- LASER Vermelho e Infravermelho (Emissão seletiva ou simultânea)
- Protocolos pré-programados
- Tela Touch Screen de 5" e interface intuitiva
- Meus Protocolos: grave seus protocolos personalizados




ÚNICO, INOVADOR E EFICIENTE

O **SOLLIEVO VET** permite a potencialização dos efeitos térmicos e mecânicos do ultrassom com os efeitos fotobiomodulares do laser. Os procedimentos realizados com o **SOLLIEVO VET** promovem alívio da dor, aumento do fluxo sanguíneo, diminuição da rigidez articular, reparação óssea, relaxamento muscular e rápida recuperação em processos inflamatórios agudos e crônicos.



TECNOLOGIA ÚNICA

O **SOLLIEVO VET** possui um sistema inovador de acionamento da peça de mão através de sensores, tecnologia, que garante que o ultrassom e os lasers sejam ativados apenas em contato com o tecido do animal.



SAIBA MAIS:



loja on-line
de acessórios



16 3411.5060



@mmo.vet



mmoptics



www.mmo.com.br