

# FICHA TÉCNICA LINHA POWERBREATHE MECÂNICO

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO: HAB AMERICA DO SUL COM. IMP. EXP. DE EQUIP. LTDA**

**CNPJ 16.586.751/0001-71**

**FABRICANTE: POWERBREATHE**

**EXERCITADOR RESPIRATORIO POWERBREATHE CLASSIC MEDIC**

**CÓDIGOS DO PRODUTO: PB1000**

**ANVISA: 81001390001**

**RESPONSÁVEL TÉCNICA: PATRICIA PEREIRA MAZZOLA CRF/SP - 52491**

**VALIDADE: 5 ANOS**

**SIMPRO: 0261931**

**NCM: 95069100**



**DESCRIPTIVO:** O POWERBREATHE MEDIC FOI ADOTADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS COMO UM APARELHO PARA TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO, SENDO UTILIZADO TANTO COMO UMA TERAPIA INDIVIDUAL OU EM CONJUNTO COM A REABILITAÇÃO PULMONAR. POSSUI RESISTÊNCIA LEVE COM 9 NÍVEIS DE CARGAS AJUSTÁVEIS MANUALMENTE DE 10 À 90CMH2O. POSSUI BOCAL ESTERELIZÁVEL.

NÍVEIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CARGA CMH2O	10	20	30	40	50	60	70	80	90

**CARACTERÍSTICAS:** O POWER BREATHE CLASSIC MEDIC É UM DISPOSITIVO DE TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO CIENTIFICAMENTE COMPROVADO PARA FORTALECER OS MÚSCULOS INSPIRATÓRIOS.

**USADO NA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA EM UMA AMPLA GAMA DE PACIENTES COMO:**

- PORTADORES DE DPOC,
- INSUFICIÊNCIA CARDÍACA,
- ASMA,
- PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIA TORÁCICA,
- AUXÍLIO NO DESMAME,
- TRATAMENTO DA FIBROSE CÍSTICA E DA DOENÇA NEUROMUSCULAR.

**É COMPOSTO POR:**

- BOCAL - PVC SEM LÁTEX
- VÁLVULA DE ABA - BORRACHA DE SILICONE
- ANILHA - BORRACHA NITRÍLICA
- MOLA - AÇO INOXIDÁVEL
- TENSOR - NYLON REFORÇADO 66
- BOLSA DE FECHO - PVC
- TAMPA O CABO, CORPO PRINCIPAL, CÂMARA INFERIOR, TAMPA, BOTÃO DE AJUSTE DE CARGA E MOLA PARA NARIZ - POLIPROPILENO.

NCS Indústria e Comércio de Equipamentos para Saúde Ltda  
Rua Aeroporto, 192 - Chácara Marco - Barueri - SP - CEP: 06419-260  
Tel: (55-11) 3809-8700 - Fax: (55-11) 3809-8718 - E-mail: contato@ncsdobrasil.com - Site: www.ncsdobrasil.com

# FICHA TÉCNICA LINHA POWERBREATHE MECÂNICO

---

## CONTÉM:

- POWER BREATHE CLASSIC
- CLIP DE NARIZ
- BOLSA DE PANO,
- 4 COMPRIMIDOS DE LIMPEZA
- MANUAL DO USUÁRIO

## DIMENSÕES:

- Peso: 0,212
- Comprimento: 15,5
- Largura: 16,5
- Espessura: 7

## USO COMERCIAL E TÉCNICO

CUIDADOS: O EQUIPAMENTO É COMPLETAMENTE LAVÁVEL. A HIGIÊNE PODE SER REALIZADA COM ÁLCOOL 70º, BICARBONATO EM PÓ PARA A LIMPEZA DO BOCAL E CLOREDIXINA 0,5%, E TAMBÉM COM AS PASTILHAS QUE ACOMPANHAM O APARELHO.

## COMO USAR O EQUIPAMENTO

- ENCAIXE DO BOCAL NA BOCA PARA REALIZAR AS SESSÕES DE TREINAMENTO.
- REALIZAR UMA EXPIRAÇÃO ESVAZIANDO TOTALMENTE O PULMÃO, PARA GANHO DE FORÇA O PADRÃO DE INSPIRAÇÃO DEVE SER RÁPIDO E PROLONGADO, POR 30 REPETIÇÕES 2 X AO DIA.
- PACIENTE DEBILITADO ORIENTAMOS O EXERCÍCIO POR UM TEMPO DETERMINADO, RESPIRANDO TRANQUILAMENTE POR UM TEMPO DETERMINADO.
- À MEDIDA EXPIRAÇÃO TOTAL E LOGO APÓS INSPIRAR PROFUNDAMENTE E MANTER POR O MAIOR TEMPO POSSÍVEL. QUE SUA FORÇA MUSCULAR INSPIRATÓRIA MELHORA, BASTA AJUSTAR A RESISTÊNCIA, E AUMENTANDO O ESFORÇO COMO FARIA COM QUALQUER OUTRA FORMA DE EXERCÍCIO.

## USO DE DESCRITIVO PARA LICITAÇÕES:

-**TREINADOR MUSCULAR** RESPIRATÓRIO **POWER BREATHE**. TRATAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (C X L ): 120 X 50 CM.

-**FORTELECEDOR** DE TREINAMENTO MUSCULAR...

-**CAPACITADOR** DE **TREINAMENTO FUNCIONAL RESPIRATÓRIO**, INDICADO PARA USO DE TERAPIA NO TRATAMENTO DE PATOLOGIAS RESPIRATÓRIAS.

## FT 09/REV02