

Granulometrias




Grossa

As pontas com granulometria grossa, identificadas por uma listra verde, são indicadas para redução rápida de estrutura dentária.



Fina

As de granulometria fina, indicada pela cor vermelha, são indicadas para acabamentos de paredes e margens dos preparos cavitários e no acabamento superficial de restaurações de todas as classes de resina composta ou trabalhos em porcelana.



Média

As de granulometria média, indicada por uma listra azul, são indicadas para operações rotineiras em esmalte, dentina e preparação cavitária em geral, sendo indicadas para desgaste seletivos, protéticos e remoções. Possuem um menor poder de desgaste se comparada com a granulometria grossa, mas são indicadas principalmente por deixarem a superfície desgastada mais refinada e lisa.



Extrafina

As de granulometria extrafina, indicada pela cor amarela, são indicadas para acabamentos de paredes e margens dos preparos cavitários e no acabamento superficial de restaurações de todas as classes de resina composta ou trabalhos em porcelana.