

RECORTADOR DE GESSO



VANTAGENS:

- ▲ Design compacto, resistente, moderno e excelente acabamento;
- ▲ Limpeza extremamente fácil;
- ▲ Mesa para prótese e ortodontia;
- ▲ Mesa para o modelo com opção de encaixe do transferidor (incluso);
- ▲ Acompanha o transferidor de grau ajustável;
- ▲ Não enferruja;
- ▲ Parafusos em aço inox;
- ▲ Capa protetora na tecla liga/desliga;
- ▲ Silencioso;

Dimensões: 36x32x36cm;

Peso: 11,300kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IRRIGAÇÃO
AUTOMÁTICA

DISCO DE
CARBORUNDUM


DISCO DE ZIRCÔNIA E
CARBORUNDUM
COM VELCRO

DISCO
DIAMANTADO


DISCO PRIME
DIAMANTADO

TRABALHA
A SECO


CÓDIGO²³⁹
PREMIUM



CÓDIGO²³⁸
**PREMIUM
FAST**




CÓDIGO²⁴⁰
**TURBO
PLUS**



CÓDIGO²⁴¹
DIAMOND



CÓDIGO²³⁷
**DIAMOND
PRIME**



Garantia: 12 meses;
Comprimento do cabo: 1,60m;
Potência do motor: 360W;
Tensão de rede: 110/220V (SELECIONÁVEL)
50/60 Hz

**ACESSE O
MANUAL DO
RECORTADOR**

