

Controle de umidade facilitado

OptraGate®

Afastador de
lábios e bochechas sem látex

Para mais conforto na prática diária

OptraGate®, nosso afastador de lábios e bochechas sem látex, oferece suporte ideal em seus procedimentos diários. Feito de material macio e flexível, o afastador é confortável de usar e estabelece acesso generoso ao campo de tratamento. Permitindo maior visibilidade do campo de tratamento, o OptraGate ajuda você a obter e manter um controle de umidade fácil e eficaz.

Estética

Isolamento relativo para melhor adesão e durabilidade

Com o OptraGate é mais fácil manter o campo de tratamento limpo e seco. Isto ajuda a diminuir o risco de contaminação, o que poderia prejudicar as propriedades de ligação dos materiais utilizados^[1].

Qualidade

Experiência de tratamento descontraída para seus pacientes

O material é confortável de usar devido à sua flexibilidade e textura. OptraGate torna mais fácil para os pacientes manterem a boca aberta durante o tratamento, permitindo que você se concentre mais no procedimento.

Eficiência

Colocado rapidamente, tratado de forma eficiente

O material flexível garante fácil colocação e bom ajuste na boca. Não há obstruções nos lábios ou bochechas, o que dificultaria um tratamento eficiente.

[1] MRR Cajazeira, TM De Sabóia, LC Maia, Influência da técnica de isolamento do campo operatório em restaurações dentárias diretas da cor do dente, Am J Dent. 2014, 27, 155-159

Todo segundo,

OptraGate® é usado em tratamento em todo o mundo*.

Resumo dos seus benefícios:

- ✓ Isolamento relativo eficaz e rápido
- ✓ Campo de tratamento claro e de fácil acesso para um processo de tratamento descontraído e eficiente
- ✓ Fácil de colocar devido à flexibilidade tridimensional e ao material macio
- ✓ Usos versáteis para uma variedade de situações clínicas na sua prática diária

*Com base nos números de vendas da Ivoclar

O original, desenvolvido por um dentista para dentistas



"O OptraGate me proporciona, como operador, uma visão panorâmica dos dentes. Uma característica especial é a sensação de conforto para meus pacientes, pois seus lábios e bochechas são suavemente retraídos. Além disso, o OptraGate apresenta uma capacidade distinta de adaptação e flexibilidade, apoiando-me como operador durante todo o procedimento odontológico e permitindo-me realizar qualquer movimento funcional."

Dr Domonkos Horvath, Alemanha

Perguntas frequentes sobre o OptraGate

Quais tamanhos estão disponíveis?

Existem três tamanhos à escolha: regular, pequeno e júnior.

Como posso saber qual tamanho usar?

Na hora de escolher o tamanho correto, deve-se considerar a distância entre as comissuras labiais quando a boca está relaxada (com os lábios fechados ou ligeiramente afastados). Você pode usar a escala de referência impressa na embalagem como guia para selecionar o tamanho certo.

O OptraGate é confortável de usar durante procedimentos demorados?


Se for escolhido um tamanho adequado, os pacientes geralmente consideram o OptraGate confortável de usar, mesmo durante longos períodos de tempo.

Material flexível – uso flexível

Oferecendo uma experiência de uso confortável, alta compatibilidade e uma ampla gama de aplicações – o OptraGate foi projetado para usos versáteis em diversas situações clínicas.

OptraGate se destaca em muitas situações clínicas, além do controle de umidade:

- ✓ Cuidados profiláticos
- ✓ Odontologia digital
- ✓ Tratamentos restauradores diretos
- ✓ Ortodontia
- ✓ Próteses
- ✓ Diagnóstico
- ✓ Clareamento
- ✓ Odontopediatria



Como insiro o OptraGate corretamente? Veja aqui!

https://www.ivoclar.com/pt_br/products/accessories/optragate

OptraDam Plus – Para isolamento absoluto

OptraDam Plus é um dique de borracha tridimensional com anéis plásticos flexíveis e formato anatômico, projetado para estabelecer um campo de tratamento completamente seco usando uma técnica inovadora de isolamento tridimensional.

Resumo dos seus benefícios:

- ✓ Melhora a facilidade de colocação devido à presença de anéis plásticos flexíveis e à falta de estrutura metálica
- ✓ Melhora o conforto do paciente ao não envolver uma estrutura metálica
- ✓ Reduz a propagação de aerossóis no consultório odontológico^[2]

[2] P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans, A eficácia do isolamento de barragens de borracha na redução da contaminação bacteriana atmosférica, ASDC Dent. Criança, 1989, 56, 442-444.

Já conhece a nossa gama de acessórios clínicos?



OptraGloss®

Polimento de alto brilho de compósitos em apenas uma etapa
www.ivoclar.com/optragloss

OptraSculpt®

Contorno eficiente devido ao efeito antiaderente
www.ivoclar.com/optrasculpt



SAIBA MAIS
sobre a linha de produtos
clínicos da Ivoclar

www.ivoclar.com/pt_br/workflows/direct-restoratives-n2

Procedimentos restauradores diretos para uma estética eficiente

Liberte o potencial dos nossos produtos coordenados para procedimentos restauradores diretos, permitindo a criação de restaurações estéticas eficientes e de alta qualidade.



Isolar

Isolamento confortável e eficaz, de fácil inserção com OptraGate e OptraDam.



Adesão

Adesão universal eficiente com Tetric® N-Bond Universal VivaPen.



Restaurar

Tetric N-Line, a solução eficaz para todas as cavidades



Escultura

Escultura de compósitos simples e eficiente com OptraSculpt.



Polimerizar

Polimerização confiável com o fotopolimerizador Bluephase® N G4 de alto desempenho.



Polir

Polimento de alto brilho com OptraGloss.



Proservação

Proteção superior contra cáries e erosão com Fluor Protector S.

The range of available products may vary from country to country.