

3Shape Dental System

Faça mais  
daquilo que  
você ama



3shape 

# Libere seu potencial criativo e nos negócios.

As soluções da 3Shape para laboratórios proporcionam um fluxo de trabalho digital completo. Encontre a melhor solução para suas necessidades em 4 passos.



Acelere seu fluxo de trabalho digital com um escaneamento rápido e preciso. [Página 4](#)



Complemente uma ampla variedade de fluxos de trabalho de projeto em CAD com indicações orientadas por IA. [Página 6](#)



Garanta seu investimento com suporte e treinamento local. [Página 8](#)



Promova o seu laboratório e comunique-se com mais eficiência com as clínicas.. [Página 10](#)



E4

# Which scanner is right for you?

Os premiados scanners Generation Red da série E da 3Shape, com até quatro câmeras de 5 MP, oferecem alta precisão para os casos mais exigentes, extraordinária velocidade de escaneamento e recursos como o 'Início automático' para aumentar sua produtividade.

Encontre um scanner da série E que combine suas necessidades e orçamento, clique aqui.



**E1** O serviço de escaneamento básico para digitalizar os processos em seu laboratório



Câmera:	2 x 5,0 MP
Precisão (ISO 12836):	10 µm
Velocidade do escaneamento (arcada completa):	32s
Velocidade de escaneamento (Molde de arcada completa):	104s
Textura:	N.D
Estratégia de escaneamento:	Padrão

**E2** Aumento da produtividade e com escaneamento de textura



Câmera:	2 x 5,0 MP
Precisão (ISO 12836):	10 µm
Velocidade do escaneamento (arcada completa):	24s
Velocidade de escaneamento (Molde de arcada completa):	72s
Textura:	P e B
Estratégia de escaneamento:	Padrão

**E3** Alto desempenho e precisão da barra sobre implante



Câmera:	2 x 5,0 MP
Precisão (ISO 12836):	7 µm
Velocidade do escaneamento (arcada completa):	18s
Velocidade de escaneamento (Molde de arcada completa):	64s
Textura:	Cor
Estratégia de escaneamento:	Padrão

**E4** Altíssima velocidade e precisão

Para aqueles que buscam o máximo de velocidade e precisão para impulsionar a produtividade e o crescimento do laboratório, não procure mais. O E4 conta com o dobro da velocidade, o dobro da precisão e o dobro do número de câmeras para uma maior rapidez e escaneamento mais eficiente.



Câmera:	4 x 5,0 MP
Precisão (ISO 12836):	4 µm
Velocidade do escaneamento (arcada completa):	9s
Velocidade de escaneamento (Molde de arcada completa):	45s
Textura:	Cor
Estratégia de escaneamento:	Troquel no modelo

Programa de troca e modernização, para ter um scanner novo, rápido e sofisticado.


A 3Shape tem programas atrativos para modernizar seu antigo scanner de laboratório da 3Shape, ou trocar seu scanner odontológico de terceiros para um novo e premiado scanner Generation Red da série E. Entre em contato com seu revendedor para maiores detalhes.

# O que você ganha com o 3Shape Dental System.


O 3Shape Dental System usa a IA (Inteligência Artificial) na orientação de seus fluxos de trabalho. De casos simples a complicados, o projeto de CAD é rápido e previsível e seus resultados são fáceis de compartilhar com os clientes.

## Conecte-se a mais de 40.000 clínicas odontológicas.

O Dental System conecta você facilmente às clínicas odontológicas que utilizam scanners intraorais 3Shape TRIOS. Saiba mais sobre a comunicação entre clínicas e laboratórios na página 10.



Uma ampla variedade de fluxos de trabalho para tratamentos.



O 3Shape Dental System é compatível com uma ampla variedade de fluxos de tratamento.

### O Dental System inclui:

- Fluxos de trabalho orientados pela IA (inteligência artificial)
- Mais de 100 bibliotecas estéticas para dentes
- Mais de 90 bibliotecas de Implantes
- Aplicativos RealView e Smile Design

Consulte a visão geral completa de fluxos de trabalho de tratamento do Dental System aqui



Um designer a mais de plantão com o 3Shape Automate\*.



Sempre que você precisar, envie os projetos adicionais necessários de coroas e protetores noturnos ao nosso serviço totalmente integrado e orientado por IA, o 3Shape Automate.

### Benefícios do 3Shape Automate:

- Faça a transferência de quantos casos você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Projetos devolvidos em até 5 minutos
- Projetos que podem ser editados no Dental System
- Reduza as horas extras e o estresse
- Experimente gratuitamente

Saiba mais sobre o 3Shape Automate e como a IA pode ajudar seu laboratório aqui



Soluções flexíveis em softwares que são simples de usar.



Indicações básicas (coroas individuais, pontes, facetas, etc.)	•	•	•		
Articulador Virtual	•	•	•	•	
Provisórios e enceramentos diagnósticos		•	•		
Núcleo intra-radicular e coroas telescópicas		•	•		
Projeto do Pilar			•		•
Barra sobre Implante e Ponte			•		•
RealView e Smile Design		•	•		
Splint Studio		•	•		•
Model Builder			•		•
Próteses Totais			•	•	•
PPRs			•	•	•
Moldeiras personalizadas			•	•	•
Clear Aligner Studio					•
Implant Studio					•
Inbox para escaneamentos de terceiros					•

# Suporte global com o qual você pode contar.

A 3Shape oferece garantia para seu hardware e software com nosso pacote LabCare respaldado por suporte e treinamento no idioma local. Mas cabe a você optar por ter ou não um pacote de assinatura. Você decide a melhor forma de prestar suporte ao seu negócio.

Saiba mais sobre o LabCare aqui



# Escolha o seu pacote de serviços de acordo com as necessidades e orçamento.

Você pode escolher entre dois pacotes de serviços para sua solução da 3Shape – LabCare ou Basic Package (Pacote Básico). O pacote de assinatura LabCare é opcional e oferece serviços de alto valor para mantê-lo à frente. O pacote básico (Basic Package) oferece serviços gratuitos limitados. Ambas as opções são flexíveis e você pode se inscrever ou cancelar a assinatura quando necessário.\*

## LabCare

Com assinatura

### Suporte autorizado

Obtenha ajuda de especialistas em seu idioma local e fuso horário

### Atualizações de softwares

Obtenha todos os novos lançamentos de software com os mais recentes avanços, incluindo bibliotecas, fluxos de trabalho e ferramentas

### Ampla variedade de opções de treinamento

Acesso a eventos de treinamento prático e palestras realizadas por especialistas autorizados da 3Shape e palestrantes renomados\*\*

### Descontos de 25%

- em estações adicionais
- na assinatura de estações adicionais
- no treinamento da 3Shape Academy em uma unidade local da 3Shape\*\*

### Proteja seu investimento

Garantia de 5 anos e serviço de substituição temporária para reparo na compra de um novo scanner de bancada para laboratório\*\*\*



## Basic Package (Pacote Básico)

Sem assinatura

### Pague pelo suporte

Cobrado por caso

### Sem atualizações

Você obtém a versão do software correspondente ao ano de compra

### Nenhum treinamento especializado

Autotreinamento usando vídeos e manuais disponíveis da 3Shape

### Sem descontos

Não qualificado para ofertas especiais

### Sem opções

Nenhuma opção para garantia e serviço de substituição

\* Aplicam-se termos e condições. Entre em contato com seu revendedor para mais informações.

\*\* Sujeito a disponibilidade em seu país.

\*\*\* Contate seu revendedor local sobre a disponibilidade. Para os scanners E1, E2 e E3, você pode adquirir o serviço de Garantia e Substituição Temporária para reparo da 3Shape separadamente, ao escolher o LabCare.

# Você faz parte de algo maior.

A 3Shape Unite é uma solução para clínicas odontológicas e usuários do TRIOS que reúne seu laboratório, empresas líderes mundiais em odontologia e soluções sob uma única plataforma.

A 3Shape Unite muda a maneira como seu laboratório funciona e se comunica com as clínicas. Os dentistas utilizam a plataforma tanto para administrar seus próprios fluxos de trabalho como para se conectar, enviar casos, e comunicar-se com seu laboratório.



Ofereça aos dentistas um fácil acesso ao seu laboratório e aos seus serviços.

Preencha seu perfil e seu laboratório torna-se um aplicativo na 3Shape Unite Store, onde os dentistas podem pesquisar e se conectar ao seu laboratório. Personalize seu formulário de pedido para promover serviços relevantes e obter as informações que você precisa desde o início.

Colabore eficientemente em todos os casos.

O fluxo de trabalho efetivo de envio ao laboratório disponível através da Unite inclui o recurso de batepapo no Dental System e uma cronologia da situação do caso.

Saiba mais sobre como criar seu perfil como aplicativo na 3Shape Unite Store aqui



# About 3Shape

A 3Shape está mudando a Odontologia junto com os profissionais da área em todo o mundo ao desenvolver inovações que oferecem um cuidado odontológico superior aos pacientes. Nosso portfólio de scanners 3D e soluções de software de CAD/CAM para a indústria odontológica inclui o premiadíssimo scanner intraoral 3Shape TRIOS®, o scanner para TCFC, o 3Shape X1®, assim como as soluções de software para projeto e escaneamento líderes de mercado voltados às clínicas odontológicas e aos laboratórios de prótese dentária. Dois estudantes de pós-graduação

fundaram a 3Shape na capital da Dinamarca no ano 2000. Atualmente a 3Shape atende clientes em mais de 100 países, através de um número cada vez maior de escritórios em todo o mundo. Os produtos e as inovações da 3Shape continuam a desafiar os métodos tradicionais, permitindo que os profissionais em Odontologia tratem mais, e mais eficazmente, os pacientes.

Vamos juntos mudar a Odontologia!

## Por que a 3Shape?

Escaneamento rápido para impulsionar seu projeto.

Softwares que são simples de usar.

Suporte global com o qual você pode contar.

Uma experiência integrada entre clínica e laboratório.

Contate seu revendedor sobre a disponibilidade dos produtos da 3Shape em sua região.

86660031 3Shape Dental System 2022 Broch PT-BR

© 3Shape A/S, 2022. Todos os direitos reservados.  
O nome e logotipo da 3Shape e/ou outras marcas registradas aqui mencionadas são marcas registradas da 3Shape A/S, registradas no BRA e outros países.

3shape 