

	FICHA TÉCNICA	Rev: 01
Código: FT – 050	ÁGUA DESTILADA	Pág: 1 / 1

Composição: Água purificada com condutividade inferior a 10 µS/cm.

Aspecto: Líquido límpido, incolor, inodoro e insípido.

Densidade (20 °C): Min. 0,990

Condutividade: ≤ 10 µS/cm

ONU Nº: Produto não classificado como perigoso para o transporte de produtos perigosos, conforme Resolução Nº 420 do Ministério dos Transportes.

Produto Não Estéril: nunca usar para fins injetáveis ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis.

Categoria: Insumo Químico

Aplicações:

Apropriada para uso em autoclaves.

Apropriada para uso em enxágue de vidrarias e instrumentos de laboratórios.

Pode ser utilizada em análises químicas.

Pode ser utilizada nas áreas produtivas que necessitem de água pura, isenta de sais solúveis.

O usuário deve definir o limite máximo de condutividade adequado para a aplicação específica.

ATENÇÃO: Imprópria para injetáveis.

NÃO RECOMENDADA: Para uso clínico ou farmacêutico.

Uso externo (não ingerir).

Elaborado por: Claudia S. Portantiolo Responsável Técnica CRQ XIII 13400549 Data: 12/02/2019	Revisado por: Claudia S. Portantiolo Responsável Técnica CRQ XIII 13400549 Data: 12/02/2019	Aprovado por: Fernanda de Souza Farias Garantia da Qualidade CRF – SC 3985 Data: 12/02/2019
--	---	---