



**SINGULAR**  
Implants

# CATÁLOGO

dental  
*Cremer*

 dental  
speed

2022

# GLOBAL ÍNDICE

|             |    |
|-------------|----|
| IMPLANTES   | 03 |
| COMPONENTES | 15 |
| KITS        | 34 |



# IMPLANTES

## ÍNDICE IMPLANTES

|                  |    |
|------------------|----|
| CONE MORSE       | 05 |
| GO DIRECT        | 07 |
| HEXÁGONO EXTERNO | 08 |
| GMC              | 11 |





# IMPLANTES SINGULAR

## O MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os Implantes da Singular são produzidos em titânio grau 4 (ASTM F67) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

## MÁXIMA PRECISÃO


Usinados em tornos CNC com precisão máxima e controle de qualidade rigoroso.

## VERSATILIDADE

Os implantes Singular permitem a colocação em todos os tipos de condições e ossos.

## ALTA OSSEOINTEGRAÇÃO

Superfície que permite alta osseointegração promovida por uma mistura de ácidos avaliada internacionalmente.




 **SINGULAR**  
Implants





# CONE MORSE CÔNICO

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.377         |
| 3.5 X 10   | 100.378         |
| 3.5 X 11.5 | 100.379         |
| 3.5 X 13   | 100.183         |
| 3.5 X 16   | 100.381         |
| 3.75 X 7   | 100.185         |
| 3.75 X 9   | 100.186         |
| 3.75 X 11  | 100.187         |
| 3.75 X 13  | 100.188         |
| 3.75 X 15  | 100.189         |
| 4.0 X 7    | 100.191         |
| 4.0 X 9    | 100.192         |
| 4.0 X 11   | 100.193         |
| 4.0 X 13   | 100.194         |
| 4.0 X 15   | 100.195         |
| 4.3 X 8    | 100.388         |
| 4.3 X 10   | 100.389         |
| 4.3 X 11.5 | 100.390         |
| 4.3 X 13   | 100.391         |
| 4.3 X 16   | 100.392         |
| 5.0 X 8    | 100.400         |
| 5.0 X 10   | 100.401         |
| 5.0 X 11.5 | 100.402         |
| 5.0 X 13   | 100.403         |
| 5.0 X 16   | 100.404         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8



## INDICAÇÕES

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |             |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •           |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •           |     |     |
| 4.3  | •     | •   | •                  | •   |             | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   |             | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# CONE MORSE CILÍNDRICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO |
|----------|-----------------|
| 3.5 X 7  | 100.110         |
| 3.5X9    | 100.111         |
| 3.5 x 11 | 100.112         |
| 3.5 X 13 | 100.113         |
| 3.5 X 15 | 100.114         |
| 3.75X7   | 100.115         |
| 3.75X9   | 100.116         |
| 3.75X11  | 100.117         |
| 3.75 X13 | 100.319         |
| 3.75 X15 | 100.320         |
| 4.0 X 7  | 100.121         |
| 4.0 X 9  | 100.122         |
| 4.0X11   | 100.123         |
| 4.0 X 13 | 100.124         |
| 4.0 X 15 | 100.125         |
| 5.0 X 7  | 100.133         |
| 5.0 X 9  | 100.134         |
| 5.0 X 11 | 100.135         |
| 5.0 X 13 | 100.136         |
| 5.0 X 15 | 100.137         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cilíndrico com ápice cônico e conexão Cone Morse.
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Angulação interna 11,5°
- Rosca interna M1.8



## INDICAÇÕES

- Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas
- Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica.
- Implante para osso compacto ou poroso

## Sequência de Brocas Cilíndricas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •               | •   |     |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •               | •   | •   |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •               | •   | •   | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •               | •   | •   | •   | •   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM




PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# CONE MORSE GO DIRECT

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.083         |
| 3.5 X 10   | 100.086         |
| 3.5 X 11.5 | 100.087         |
| 3.5 X 13   | 100.082         |
| 3.5 X 16   | 100.081         |
| 4.3 X 8    | 100.088         |
| 4.3 X 10   | 100.089         |
| 4.3 X 11.5 | 100.090         |
| 4.3 X 13   | 100.091         |
| 4.3 X 16   | 100.092         |
| 5.0 X 8    | 100.093         |
| 5.0 X 10   | 100.094         |
| 5.0 X 11.5 | 100.095         |
| 5.0 X 13   | 100.096         |
| 5.0 X 16   | 100.097         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave CM de contra-ângulo e chave torque CM para finalizar
- Ângulo interno 11,5°
- Rosca interna M1.8



## INDICAÇÕES

- Indicado para osso tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas.
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Indicado para pós extração e carga imediata

## Sequência de Brocas Cônicas

|     | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX | 4.3 | 5.0 |
|-----|-------|-----|--------------------|-----|-------------|-----|-----|
| 3.5 | •     | •   | •                  | •   | •           |     |     |
| 4.3 | •     | •   | •                  | •   |             | •   |     |
| 5.0 | •     | •   | •                  | •   |             | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas




PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# HE CÔNICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO | PLATAFORMA |
|----------|-----------------|------------|
| 100.409  | 3.5 X 8         | HEX2.36    |
| 100.410  | 3.5 X 10        | HEX2.36    |
| 100.412  | 3.5 X 13        | HEX2.36    |
| 100.413  | 3.5 X 16        | HEX2.36    |
| 100.411  | 3.5X11.5        | HEX2.36    |
| 100.221  | 3.75 X 7        | 4.1 UNIV.  |
| 100.222  | 3.75 X 9        | 4.1 UNIV.  |
| 100.223  | 3.75 X 11       | 4.1 UNIV.  |
| 100.224  | 3.75 X 13       | 4.1 UNIV.  |
| 100.225  | 3.75 X 15       | 4.1 UNIV.  |
| 100.227  | 4.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.228  | 4.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.229  | 4.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.230  | 4.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.231  | 4.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.427  | 4.3 X 8         | 4.1 UNIV.  |
| 100.428  | 4.3 X 10        | 4.1 UNIV.  |
| 100.429  | 4.3 X 11.5      | 4.1 UNIV.  |
| 100.430  | 4.3 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.431  | 4.3 X 16        | 4.1 UNIV.  |
| 100.439  | 5.0 X 8         | 4.1 UNIV.  |
| 100.440  | 5.0 X 10        | 4.1 UNIV.  |
| 100.441  | 5.0 X 11,5      | 4.1 UNIV.  |
| 100.442  | 5.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.443  | 5.0 X 16        | 4.1 UNIV.  |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cônico
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo



## INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo III e IV
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX* | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |              |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.3  | •     | •   | •                  | •   |              | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   |              | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



HE PLATAFORMA 3.3  
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM  
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1  
HEXÁGONO EXTERNO 2.7MM  
ROSCA INTERNA: M 2.0



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# HE CILÍNDRICO

| TAMANHOS | MODELO   CÓDIGO | PLATAFORMA |
|----------|-----------------|------------|
| 100.139  | 3.3 X 7         | HEX2.36    |
| 100.140  | 3.3 X 9         | HEX2.36    |
| 100.141  | 3.3 X 11        | HEX2.36    |
| 100.142  | 3.3 X 13        | HEX2.36    |
| 100.143  | 3.3 X 15        | HEX2.36    |
| 100.151  | 3.75 X 7        | 4.1 UNIV.  |
| 100.152  | 3.75 X 9        | 4.1 UNIV.  |
| 100.153  | 3.75 X 11       | 4.1 UNIV.  |
| 100.154  | 3.75 X 13       | 4.1 UNIV.  |
| 100.155  | 3.75 X 15       | 4.1 UNIV.  |
| 100.157  | 4.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.158  | 4.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.159  | 4.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.160  | 4.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |
| 100.161  | 4.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.169  | 5.0 X 7         | 4.1 UNIV.  |
| 100.170  | 5.0 X 9         | 4.1 UNIV.  |
| 100.171  | 5.0 X 11        | 4.1 UNIV.  |
| 100.173  | 5.0 X 15        | 4.1 UNIV.  |
| 100.172  | 5.0 X 13        | 4.1 UNIV.  |

HE PLATAFORMA 3.3  
HEXÁGONO EXTERNO 2.36MM  
ROSCA INTERNA: M 1.8

HE PLATAFORMA 4.1  
HEXÁGONO EXTERNO 2.7MM  
ROSCA INTERNA: M 2.0



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Hexágono Externo Cilíndrico
- Duplo ataque ácido
- Instrumentação simplificada
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Inserção Nível Ósseo

## INDICAÇÕES

- Implante para diversas situações clínicas
- Indicado para osso tipo I, II, III e IV
- Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica



## Sequência de Brocas Cilíndricas


|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |     |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •   |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •   | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   | •   | •   | •   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM




PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



# GMC CÔNICO

| TAMANHOS    | MODELO   CÓDIGO |
|-------------|-----------------|
| 3.5 X 8     | 100.620         |
| 3.5 X 10    | 100.621         |
| 3.5 X 11,5  | 100.622         |
| 3.5 X 13    | 100.623         |
| 3.5 X 16    | 100.624         |
| 3.75 X 8    | 100.625         |
| 3.75 X 10   | 100.626         |
| 3.75 X 11.5 | 100.627         |
| 3.75 X 13   | 100.628         |
| 3.75 X 16   | 100.629         |
| 4.0 X 8     | 100.630         |
| 4.0 X 10    | 100.631         |
| 4.0 X 11.5  | 100.632         |
| 4.0 X 13    | 100.633         |
| 4.0 X 16    | 100.634         |
| 4.3 X 8     | 100.635         |
| 4.3 X 10    | 100.636         |
| 4.3 X 11.5  | 100.637         |
| 4.3 X 13    | 100.638         |
| 4.3 X 16    | 100.639         |
| 5.0 X 8     | 100.640         |
| 5.0 X 10    | 100.641         |
| 5.0 X 11.5  | 100.642         |
| 5.0 X 13    | 100.643         |
| 5.0 X 16    | 100.644         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Angulação interna 16°
- Rosca interna M1.6



## INDICAÇÕES

- Indicado para ossos tipo III e IV
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência e uso de sequência de brocas

## Sequência de Brocas Cônicas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX* | 4.3 | 5.0 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |              |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.3  | •     | •   | •                  | •   |              | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   |              | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO  
INSERÇÃO  
TORQUE MÁXIMO

500/800 RPM  
30 RPM  
60 N.CM



# GMC CILÍNDRICO

| TAMANHOS  | MODELO   CÓDIGO |
|-----------|-----------------|
| 3.5 X 7   | 100.600         |
| 3.5 X 9   | 100.601         |
| 3.5 X 11  | 100.602         |
| 3.5 X 13  | 100.603         |
| 3.5 X 15  | 100.604         |
| 3.75 X 7  | 100.605         |
| 3.75 X 9  | 100.606         |
| 3.75 X 11 | 100.607         |
| 3.75 X 13 | 100.608         |
| 3.75 X 15 | 100.609         |
| 4.0 X 7   | 100.610         |
| 4.0 X 9   | 100.611         |
| 4.0 X 11  | 100.612         |
| 4.0 X 13  | 100.613         |
| 4.0 X 15  | 100.614         |
| 5.0 X 7   | 100.615         |
| 5.0 X 9   | 100.616         |
| 5.0 X 11  | 100.617         |
| 5.0 X 13  | 100.618         |
| 5.0 X 15  | 100.619         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cilíndrico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Angulação interna 16°
- Rosca interna M1.6



## INDICAÇÕES

- Para todos os tipos de ossos (I, II, III E IV)
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas
- Pode ser usado para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica.
- Implante para osso compacto ou poroso

## Sequência de Brocas Cilíndricas

|      | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 4.3 |
|------|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 3.5  | •     | •   | •                  | •   |     |     |     |
| 3.75 | •     | •   | •                  | •   | •   |     |     |
| 4.0  | •     | •   | •                  | •   | •   | •   |     |
| 5.0  | •     | •   | •                  | •   | •   | •   | •   |



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 800/1200 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# GMC GO DIRECT

| TAMANHOS   | MODELO   CÓDIGO |
|------------|-----------------|
| 3.5 X 8    | 100.645         |
| 3.5 X 10   | 100.646         |
| 3.5 X 11.5 | 100.647         |
| 3.5 X 13   | 100.648         |
| 3.5 X 16   | 100.649         |
| 4.3 X 8    | 100.650         |
| 4.3 X 10   | 100.651         |
| 4.3 X 11.5 | 100.652         |
| 4.3 X 13   | 100.653         |
| 4.3 X 16   | 100.654         |
| 5.0 X 8    | 100.655         |
| 5.0 X 10   | 100.656         |
| 5.0 X 11.5 | 100.657         |
| 5.0 X 13   | 100.658         |
| 5.0 X 16   | 100.659         |



## CARACTERÍSTICAS

- Implante Cônico com conexão Cone Morse
- Duplo ataque ácido
- Promove compactação óssea
- Instrumentação simplificada
- Indicação de uso 1 - 2mm infra-ósseo
- Material: Titânio grau 4 (ASTM F67)
- Para inserção chave GMC de contra-ângulo e chave torque GMC para finalizar
- Ângulo interno 16°
- Rosca interna M1.6



## INDICAÇÕES

- Indicado para osso tipo III e IV.
- Implante para diversas situações clínicas, de acordo com a preferência, e uso de sequência de brocas. Pode ser usado tanto para maxilar quanto mandíbula, de acordo com a técnica cirúrgica
- Indicado para pós extração e carga imediata

## Sequência de Brocas Cônicas

|     | LANÇA | 2.0 | PILOTO<br>OPCIONAL | 3.5 | 3.5+<br>MAX* | 4.3 | 5.0 |
|-----|-------|-----|--------------------|-----|--------------|-----|-----|
| 3.5 | •     | •   | •                  | •   | •            |     |     |
| 4.3 | •     | •   | •                  | •   |              | •   |     |
| 5.0 | •     | •   | •                  | •   |              | •   | •   |

\*Conforme planejamento cirúrgico



Clique aqui e acesse o manual do Guia Cirúrgico com as brocas indicadas



PERFURAÇÃO 500/800 RPM  
INSERÇÃO 30 RPM  
TORQUE MÁXIMO 60 N.CM





# COMPONENTES

## ÍNDICE COMPONENTES

|                  |    |
|------------------|----|
| CONE MORSE       | 16 |
| HEXÁGONO EXTERNO | 23 |
| GMC              | 27 |

# CONE MORSE

**MELHOR TITÂNIO DO MUNDO**

Os Componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

**MELHOR PRECISÃO DO MERCADO**

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants





## CICATRIZADOR CONE MORSE



- Chave Torque Hex 1.2
- Torque máximo de 10 N.cm

| TAMANHOS  | MOD. Cód. |
|-----------|-----------|
| 3,3 X 0.8 | 110.043   |
| 3,3 X 1.5 | 110.044   |
| 3,3 X 2.5 | 110.045   |
| 3,3 X 3.5 | 110.046   |
| 3,3 X 4.5 | 110.047   |
| 3,3 X 5.5 | 110.048   |
| 4,5 X 0.8 | 110.037   |
| 4,5 X 1.5 | 110.038   |
| 4,5 X 2.5 | 110.039   |
| 4,5 X 3.5 | 110.040   |
| 4,5 X 4.5 | 110.041   |
| 4,5 X 5.5 | 110.042   |

## ANÁLOGO CONE MORSE



| DESCRIÇÃO             | MOD. Cód. |
|-----------------------|-----------|
| ANÁLOGO CM N INDEXADO | 101.030   |

## PARAFUSO CONE MORSE



| DESCRIÇÃO                    | MOD. Cód. |
|------------------------------|-----------|
| PARAFUSO BASE CAD CM N (1.8) | 102.130   |

## TRANSFER CONE MORSE



- Chave Torque Hex 1.2
- Único componente para todos os diâmetros de implantes

| DESCRIÇÃO                    | MOD. Cód. |
|------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA CM  | 108.213   |
| DESCRIÇÃO                    | MOD. Cód. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA CM | 108.212   |

## QUALIDADE



**SINGULAR  
IMPLANTS**  
UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA



## UCLA EM TITÂNIO CONE MORSE



## INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado em próteses provisórias, coroa parafusada ou cimentadas e pontes cimentadas.
- Torque: 32Ncm
- **Embalagem com parafuso.**

| CONEXÃO/TAMANHO         | MOD. CÔD. |
|-------------------------|-----------|
| Rotacional : 1.5mm      | 103.142   |
| Rotacional : 2.5mm      | 103.143   |
| Anti Rotacional : 0.8mm | 103.131   |
| Anti Rotacional : 1.5mm | 118.132   |
| Anti Rotacional : 2.5mm | 118.133   |
| Anti Rotacional : 3.5mm | 118.134   |
| Anti Rotacional : 4.5mm | 118.135   |

## UCLA EM CO-CR CONE MORSE



## INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em próteses provisórias múltiplas, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: Indicado em próteses provisórias, coroa parafusada ou cimentadas e pontes cimentadas.
- Torque: 32Ncm
- **Embalagem com parafuso.**

| CONEXÃO/TAMANHO         | MOD. CÔD. |
|-------------------------|-----------|
| Rotacional : 0.8mm      | 103.079   |
| Anti Rotacional : 0.8mm | 103.119   |
| Anti Rotacional : 1.5mm | 103.120   |
| Anti Rotacional : 2.5mm | 103.121   |
| Anti Rotacional : 3.5mm | 103.122   |
| Anti Rotacional : 4.5mm | 103.123   |



SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA



## MINI PILAR ANGULADO CONE MORSE



## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- INSERÇÃO: Instalação com chave protética de 1.2
- Torque: 32Ncm

Angulação 17°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 2.0      | 116.022   |
| 3.0      | 116.023   |
| 4.0      | 116.024   |

Angulação 30°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 116.090   |
| 2.5      | 116.091   |
| 5.0      | 116.092   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| DESCRIÇÃO                   | MOD/CÔD. |
|-----------------------------|----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001  |

## CILINDROS

Toque Indicado: 10N.cm



| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                         | 109.004   |
| CJTO LAB CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO               | 109.014   |

## MINI PILAR CONE MORSE




## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- INSERÇÃO: Chave Mini Pilar
- Torque: 32Ncm

Ângulo reto

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 118.001   |
| 1.5      | 118.002   |
| 2.5      | 118.003   |
| 3.5      | 118.004   |
| 4.5      | 118.005   |
| 5.5      | 118.006   |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR  | 108.207   |
| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |







## PILAR TG CONE MORSE

## INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Instalação com chave protética 1.6
- Torque: 32 Ncm

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 118.058   |
| 1.5      | 118.059   |
| 2.5      | 118.018   |
| 3.5      | 118.019   |
| 4.5      | 118.020   |
| 5.5      | 118.021   |

## ANÁLOGO PILAR TG



| DESCRIÇÃO        | MOD. CÔD. |
|------------------|-----------|
| ANÁLOGO PILAR TG | 101.023   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| MODELO              | MOD. CÔD. |
|---------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO TG | 115.002   |

## CILINDROS

Toque Indicado: 10N.cm



| DESCRIÇÃO                                    | MOD. CÔD. |
|----------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO TG-TITÂNIO                          | 109.042   |
| CILINDRO PILAR TG CALCINÁVEL ANTI-ROTACIONAL | 109.041   |
| CILINDRO CO-CRTG                             | 109.043   |

## COMPATIBILIDADE

SINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER PILAR TG




- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÔD. |
|------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PILAR TG  | 108.210   |
| DESCRIÇÃO                          | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PILAR TG | 108.211   |



## MICRO PILAR CONE MORSE




## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 3.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Indicado para pequenos espaços protéticos
- INSERÇÃO: Chave Mini Pilar
- Toque Indicado: 32N.cm

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 141.010   |
| 1.5      | 141.011   |
| 2.5      | 141.012   |
| 3.5      | 141.013   |
| 4.5      | 141.014   |
| 5.5      | 141.015   |

## ANÁLOGO MICRO PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| ANÁLOGO MICRO PILAR | 101.097   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| DESCRIÇÃO                    | MOD. CÓD. |
|------------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR | 115.020   |

## CILINDROS

Toque Indicado: 10N.cm



| DESCRIÇÃO                       | MOD. CÓD. |
|---------------------------------|-----------|
| CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO | 109.131   |
| CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL | 109.132   |
| CILINDRO CO-CR MICRO PILAR      | 109.133   |

CUSTO E  
BENEFÍCIOSINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER DO MICRO PILAR



- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MICRO PILAR 3.8 | 108.209   |



## PILAR UNIVERSAL CONE MORSE



Universal

## INDICAÇÕES

- Para próteses cimentadas unitárias.
- Espaço Mínimo Oclusal: 5mm
- Instalação com chave protética sextavada 1.2
- Torque: 32Ncm

| TAMANHOS       | MOD. CÓD. |
|----------------|-----------|
| 3.3 x4 - 0.8mm | 119.013   |
| 3.3 x4 - 1.5mm | 119.014   |
| 3.3 x4 - 2.5mm | 119.015   |
| 3.3 x4 - 3.5mm | 119.016   |
| 3.3 x4 - 4.5mm | 119.017   |
| 3.3 x4 - 5.5mm | 119.018   |
| 3.3 x6 - 0.8mm | 119.019   |
| 3.3 x6 - 1.5mm | 119.020   |
| 3.3 x6 - 2.5mm | 119.021   |
| 3.3 x6 - 3.5mm | 119.022   |
| 3.3 x6 - 4.5mm | 119.023   |
| 3.3 x6 - 5.5mm | 119.024   |

| TAMANHOS       | MOD. CÓD. |
|----------------|-----------|
| 4.5 x4 - 0.8mm | 119.001   |
| 4.5 x4 - 1.5mm | 119.002   |
| 4.5 x4 - 2.5mm | 119.003   |
| 4.5 x4 - 3.5mm | 119.004   |
| 4.5 x4 - 4.5mm | 119.005   |
| 4.5 x4 - 5.5mm | 119.006   |
| 4.5 x6 - 0.8mm | 119.007   |
| 4.5 x6 - 1.5mm | 119.008   |
| 4.5 x6 - 2.5mm | 119.009   |
| 4.5 x6 - 3.5mm | 119.010   |
| 4.5 x6 - 4.5mm | 119.011   |
| 4.5 x6 - 5.5mm | 119.012   |

## ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



| DESCRIÇÃO                      | MOD. CÓD. |
|--------------------------------|-----------|
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X4.0 | 101.017   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X6.0 | 101.018   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X4.0 | 101.019   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X6.0 | 101.020   |

CONJUNTO  
MUNHÃO  
UNIVERSAL

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 4.0 | 103.214   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 6.0 | 103.215   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 4.0 | 103.216   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 6.0 | 103.217   |

## PERFORMANCE

SINGULAR  
IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA







## PILAR UNIVERSAL CONE MORSE ANGULADO

Angulação 17°

| DESCRIÇÃO                             | MOD. CÓD. |
|---------------------------------------|-----------|
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 17°   | 119.070   |
| PILAR UNIVERSAL 3.3x4 2.5mm 17°       | 119.401   |
| PILAR UNIVERSAL 3.3 X 4 3.5MM 17°     | 119.402   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 17°   | 119.072   |
| PILAR UNIV ANG 3.3 X 6.0 2.5MM 17°    | 119.073   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 17°   | 119.071   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 1.5 17°   | 119.076   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 4.0 2.5MM 17° | 119.074   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5X4.0 3.5MM 17°   | 119.075   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X6,0 1,5MM 17°   | 119.078   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 17° | 119.080   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 3.5MM 17° | 119.077   |

### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- INSERÇÃO: Instalação com chave protética de 1.2
- Torque: 32Ncm

Angulação 30°

| DESCRIÇÃO                             | MOD. CÓD. |
|---------------------------------------|-----------|
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 1,5MM 30°   | 119.082   |
| PILAR UNIV ANG CM 3.3X4.0 2.5MM 30°   | 119.083   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X4,0 3,5MM 30°   | 119.081   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 1,5MM 30°   | 119.135   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 2,5MM 30°   | 119.134   |
| PILAR UNIV ANG CM 3,3X6,0 3,5MM 30°   | 119.133   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 1,5MM 30°   | 119.137   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 2,5MM 30°   | 119.138   |
| PILAR UNIV ANG CM 4,5X4,0 3,5MM 30°   | 119.136   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 1.5MM 30° | 119.139   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5 X 6.0 2.5MM 30° | 119.140   |
| PILAR UNIV ANG CM 4.5X6.0 3.5MM 30°   | 119.425   |



## SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA



# HEXÁGONO EXTERNO

## MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os Componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

## MELHOR PRECISÃO DO MERCADO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants



## ANÁLOGO HEXÁGONO EXTERNO



| TAMANHOS         | MOD. CÔD. |
|------------------|-----------|
| Ø 3.3            | 101.001   |
| Ø 4.1            | 101.002   |
| Ø 5.0            | 101.003   |
| Ø 5.0 - HEX 2.70 | 101.008   |

CICATRIZADOR  
HEXÁGONO  
EXTERNO

Torque indicado: 10 Ncm



DIVERGENTE

| TAMANHOS  | MOD. CÔD. |
|-----------|-----------|
| 3,3 X 2.0 | 110.001   |
| 3,3 X 3.0 | 110.002   |
| 3,3 X 4.0 | 110.003   |
| 3,3 X 5.0 | 110.004   |
| 4,1 X 2.0 | 110.005   |
| 4,1 X 3.0 | 110.006   |
| 4,1 X 4.0 | 110.007   |
| 5,0 X 2.0 | 110.009   |
| 5,0 X 3.0 | 110.010   |
| 5,0 X 4.0 | 110.011   |

HEX. 2.70

| TAMANHOS  | MOD. CÔD. |
|-----------|-----------|
| 3.3 X 2.0 | 110.049   |
| 3.3 X 3.0 | 110.050   |
| 4.1 X 2.0 | 110.054   |
| 4.1 X 3.0 | 110.055   |
| 5.0 X 2.0 | 110.059   |
| 5.0 X 3.0 | 110.070   |
| 5.0 X 2.0 | 110.069   |

TRANSFER MOLDEIRA  
HEXÁGONO EXTERNO

ABERTA

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| Ø 3.3    | 108.204   |
| Ø 4.1    | 108.205   |
| Ø 5.0    | 108.206   |



FECHADA

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| Ø 3.3    | 108.201   |
| Ø 4.1    | 108.202   |
| Ø 5.0    | 108.203   |

PARAFUSO HEXÁGONO  
EXTERNO

Torque indicado: 10 Ncm



| PARAFUSO  | Ø DA ROSCA | MOD. CÔD. |
|-----------|------------|-----------|
| SEXTAVADO | Ø 1.8      | 102.001   |
| SEXTAVADO | Ø 2.0      | 102.002   |
| SEXTAVADO | Ø 2.5      | 102.003   |
| QUADRADO  | Ø 1.8      | 102.006   |
| QUADRADO  | Ø 2.0      | 102.007   |

## UCLA CO-CR HEXÁGONO EXTERNO




### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em elementos múltiplos, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: indicado em coroa parafusada ou cimentada e pontes cimentadas
- **Embalagem com parafuso**

| DESCRIÇÃO           | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.030   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.033   |
| 4.1 Rotacional      | 103.031   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.034   |
| 5.0 Rotacional      | 103.088   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.100   |

## UCLA CALCINÁVEL HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em elementos múltiplos, pontes parafusadas e protocolos
- Anti-rotacional: indicado em coroa parafusada ou cimentada e pontes cimentadas

| DESCRIÇÃO           | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.201   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.200   |
| 4.1 Rotacional      | 103.205   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.204   |
| 5.0 Rotacional      | 103.207   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.206   |

## UCLA EM TITÂNIO HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Rotacional: Indicado em elementos múltiplos, pontes parafusadas e protocolos provisórios
- Anti-rotacional: indicado em coroa parafusada ou cimentada e pontes cimentadas provisórias
- **Embalagem sem parafuso**

| DESCRIÇÃO           | MOD. CÓD. |
|---------------------|-----------|
| 3.3 Rotacional      | 103.001   |
| 3.3 Anti Rotacional | 103.006   |
| 4.1 Rotacional      | 103.003   |
| 4.1 Anti Rotacional | 103.008   |
| 5.0 Rotacional      | 103.005   |
| 5.0 Anti Rotacional | 103.010   |





## MINI PILAR ANGULADO HEXÁGONO EXTERNO



### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Embalagem com parafuso
- Torque indicado: 32Ncm

Angulação 17°

| TAMANHOS    | MOD. CÔD. |
|-------------|-----------|
| 3.3 x 2.0mm | 114.016   |
| 3.3 x 3.0mm | 114.017   |
| 4.1 x 2.0mm | 114.019   |
| 4.1 x 3.0mm | 114.020   |
| 4.1 x 4.0mm | 114.021   |
| 5.0 x 2.0mm | 114.022   |
| 5.0 x 3.0mm | 114.023   |
| 5.0 x 4.0mm | 114.024   |

Angulação 30°

| TAMANHOS    | MOD. CÔD. |
|-------------|-----------|
| 3.3 x 3.0mm | 114.025   |
| 3.3 x 4.0mm | 114.026   |
| 4.1 x 3.0mm | 114.027   |
| 4.1 x 4.0mm | 114.028   |
| 5.0 x 3.0mm | 114.029   |
| 5.0 x 4.0mm | 114.030   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| MODELO                      | MOD. CÔD. |
|-----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001   |

Toque Indicado: 32N.cm

## CILINDROS



| DESCRIÇÃO                                  | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                | 109.004   |
| CILINDRO MINI PILAR CALCINÁVEL C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO      | 109.014   |

## MINI PILAR HEXÁGONO EXTERNO




### INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo
- Torque indicado: 32Ncm

| TAMANHOS  | MOD. CÔD. |
|-----------|-----------|
| 3.3 x 1.0 | 107.001   |
| 3.3 x 2.0 | 107.002   |
| 3.3 x 3.0 | 107.003   |
| 3.3 x 4.0 | 107.004   |
| 3.3 x 5.0 | 107.005   |
| 4.1 x 1.0 | 107.006   |
| 4.1 x 2.0 | 107.007   |
| 4.1 x 3.0 | 107.008   |
| 4.1 x 4.0 | 107.026   |
| 4.1 x 5.0 | 107.027   |
| 5.0 x 1.0 | 107.033   |
| 5.0 x 2.0 | 107.034   |
| 5.0 x 3.0 | 107.035   |
| 5.0 x 4.0 | 107.036   |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR  | 108.207   |
| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |

# GMC

## MELHOR TITÂNIO DO MUNDO

Os Componentes da Singular são produzidos em liga de titânio (ASTM F136) à partir de matéria-prima vinda dos Estados Unidos.

## MELHOR PRECISÃO DO MERCADO

Usinados em tornos CNC com precisão máxima e um rigoroso controle de qualidade.



 **SINGULAR**  
Implants



## ANÁLOGO GMC



| DESCRIÇÃO            | MOD. CÓD. |
|----------------------|-----------|
| ANÁLOGO IMPLANTE GMC | 101.200   |

CICATRIZADOR  
GMC

Ø=3.3

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 106.207   |
| 1.5      | 106.208   |
| 2.5      | 106.209   |
| 3.5      | 106.210   |
| 4.5      | 106.211   |
| 5.5      | 106.212   |

Ø=4.5

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0,8      | 106.213   |
| 1.5      | 106.214   |
| 2.5      | 106.215   |
| 3.5      | 106.216   |
| 4.5      | 106.217   |
| 5.5      | 106.218   |

- Instalação Chave Tork
- Toque Indicado: 10N.cm

CHAVE  
TORK 1.2TRANSFER  
GMCCHAVE  
TORK 1.2

| DESCRIÇÃO                     | MOD. CÓD. |
|-------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA GMC  | 108.162   |
| DESCRIÇÃO                     | MOD. CÓD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA GMC | 108.160   |

## FRUGALIDADE

SINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## COMPONENTE TEMPORÁRIO GMC



Toque Indicado: 32N.cm



### INDICAÇÕES

- Indicado em coroa parafusada ou cimentada e pontes cimentadas
- Usada na técnica da sobre-fundição
- Embalagem com parafuso
- Torque: 20Ncm
- Instalação: Chave Tork

Ø = 3.5

| PLATAFORMA      | TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|-----------------|----------|-----------|
| ROTACIONAL      | 0,8      | 118.352   |
| ROTACIONAL      | 1.5      | 118.353   |
| ROTACIONAL      | 2.5      | 118.354   |
| ROTACIONAL      | 3.5      | 118.355   |
| ANTI-ROTACIONAL | 0,8      | 118.344   |
| ANTI-ROTACIONAL | 1.5      | 118.345   |
| ANTI-ROTACIONAL | 2.5      | 118.346   |
| ANTI-ROTACIONAL | 3.5      | 118.347   |

Ø = 4.5

| PLATAFORMA      | TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|-----------------|----------|-----------|
| ROTACIONAL      | 0,8      | 118.356   |
| ROTACIONAL      | 1.5      | 118.357   |
| ROTACIONAL      | 2.5      | 118.358   |
| ROTACIONAL      | 3.5      | 118.359   |
| ANTI-ROTACIONAL | 0,8      | 118.348   |
| ANTI-ROTACIONAL | 1.5      | 118.349   |
| ANTI-ROTACIONAL | 2.5      | 118.350   |
| ANTI-ROTACIONAL | 3.5      | 118.351   |

## UCLA CO-CR GMC



### INDICAÇÕES

- Indicado em coroa parafusada ou cimentada e pontes cimentadas
- Usada na técnica da sobre-fundição
- Embalagem com parafuso
- Torque: 20Ncm
- Instalação: Chave Tork

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8 mm   | 118.309   |
| 1.5 mm   | 118.310   |
| 2.5 mm   | 118.311   |
| 3.5 mm   | 118.312   |
| 4.5 mm   | 118.313   |
| 5.5 mm   | 118.314   |

# QUALIDADE

## SINGULAR IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA





## MINI PILAR CÔNICO GMC



## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- INSERÇÃO: Chave do mini pilar
- Torque: 32Ncm

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.243   |
| 1.5      | 115.244   |
| 2.5      | 115.245   |
| 3.5      | 115.246   |
| 4.5      | 115.247   |
| 5.5      | 115.248   |

## MINI PILAR ANGULADO GMC



## INDICAÇÕES

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Torque: 20Ncm
- Instalação Chave Tork



## Angulação 17°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 115.249   |
| 2.5      | 115.250   |
| 3.5      | 115.251   |

## Angulação 30°

| TAMANHOS | MOD. CÔD. |
|----------|-----------|
| 1.5      | 115.252   |
| 2.5      | 115.253   |

## ANÁLOGO MINI PILAR



| DESCRIÇÃO          | MOD. CÔD. |
|--------------------|-----------|
| ANÁLOGO MINI PILAR | 101.006   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| DESCRIÇÃO                   | MOD. CÔD. |
|-----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MINI PILAR | 115.001   |

## CILINDROS

Toque Indicado: 10N.cm



| DESCRIÇÃO                                           | MOD. CÔD. |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| CILINDRO MINI PILAR TITÂNIO                         | 109.004   |
| C/TO LAB CILINDRO CALCINÁVEL MINI PILAR C/ PARAFUSO | 109.045   |
| CILINDRO MINI PILAR CO-CR C/ PARAFUSO               | 109.014   |

## TRANSFER MINI PILAR



- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
|--------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MINI PILAR  | 108.207   |
| DESCRIÇÃO                            | MOD. CÔD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MINI PILAR | 108.208   |



## MICRO PILAR GMC


## INDICAÇÕES



- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 3.5mm
- Este pilar é indicado para casos clínicos de prótese múltipla, seja uma ponte ou um protocolo.
- Indicado para pequenos espaços protéticos
- INSERÇÃO: Chave Mini Pilar
- Torque indicado: 32Ncm

| TAMANHOS | MOD. Cód. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.255   |
| 1.5      | 115.256   |
| 2.5      | 115.257   |
| 3.5      | 115.258   |
| 4.5      | 115.259   |
| 5.5      | 115.260   |

## ANÁLOGO MICRO PILAR



| DESCRIÇÃO           | MOD. Cód. |
|---------------------|-----------|
| ANÁLOGO MICRO PILAR | 101.097   |

## CAPA DE PROTEÇÃO



| MODELO                       | MOD. Cód. |
|------------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO MICRO PILAR | 115.020   |

## CILINDROS



| DESCRIÇÃO                       | MOD. Cód. |
|---------------------------------|-----------|
| CILINDRO MICRO PILAR EM TITÂNIO | 109.131   |
| CILINDRO MICRO PILAR CALCINÁVEL | 109.132   |
| CILINDRO CO-CR MICRO PILAR      | 109.133   |

- Instalação Chave Hex 1.2
- Toque Indicado: 10N.cm

## PRECISÃO

SINGULAR  
IMPLANTS

UMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER PILAR MICRO PILAR



- Chave Torque Hex 1.2

| DESCRIÇÃO                                | MOD. Cód. |
|------------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MICRO PILAR 3.8 | 108.209   |



## PILAR GMC



## INDICAÇÕES

- Prótese Unitária Parafusada
- Espaço Oclusal Mínimo: 4.5mm
- Instalação com chave tork 1.2mm
- Torque: 20 Ncm

CHAVE  
TORK 1.2

| TAMANHOS | MOD. CÓD. |
|----------|-----------|
| 0.8      | 115.237   |
| 1.5      | 115.238   |
| 2.5      | 115.239   |
| 3.5      | 115.240   |
| 4.5      | 115.241   |
| 5.5      | 115.242   |

## ANÁLOGO PILAR GMC



| DESCRIÇÃO         | MOD. CÓD. |
|-------------------|-----------|
| ANÁLOGO PILAR GMC | 101.201   |

## CAPA DE PROTEÇÃO

CHAVE  
TORK 1.2

| DESCRIÇÃO                  | MOD. CÓD. |
|----------------------------|-----------|
| CAPA DE PROTEÇÃO PILAR GMC | 106.221   |

## CILINDROS



- Instalação Chave tork
- Torque Indicado: 10N.cm

| DESCRIÇÃO                     | MOD. CÓD. |
|-------------------------------|-----------|
| CILINDRO PILAR GMC EM TITÂNIO |           |
| CILINDRO PILAR GMC CALCINÁVEL |           |
| CILINDRO CO-CR PILAR GMC      |           |

## DESEMPENHO

SINGULAR  
IMPLANTSUMA QUESTÃO  
DE INTELIGÊNCIA

## TRANSFER PILAR GMC

CHAVE  
TORK 1.2

- Chave Tork 1.2

| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÓD. |
|-------------------------------------|-----------|
| TRANSFER MOLDEIRA ABERTA PILAR GMC  | 108.179   |
| DESCRIÇÃO                           | MOD. CÓD. |
| TRANSFER MOLDEIRA FECHADA PILAR GMC | 108.180   |



## MUNHÃO UNIVERSAL GMC



## INDICAÇÕES

- Para próteses cimentadas unitárias.
- Espaço Mínimo Oclusal: 5mm
- Inerção chave Tork 1.2
- Torque: 20Ncm

## Universal

| TAMANHOS       | MOD. CÓD. | TAMANHOS       | MOD. CÓD. |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 3.3 x4 - 0.8mm | 114.566   | 4.5 x4 - 0.8mm | 114.578   |
| 3.3 x4 - 1.5mm | 114.567   | 4.5 x4 - 1.5mm | 114.579   |
| 3.3 x4 - 2.5mm | 114.568   | 4.5 x4 - 2.5mm | 114.580   |
| 3.3 x4 - 3.5mm | 114.569   | 4.5 x4 - 3.5mm | 114.581   |
| 3.3 x4 - 4.5mm | 114.570   | 4.5 x4 - 4.5mm | 114.582   |
| 3.3 x4 - 5.5mm | 114.571   | 4.5 x4 - 5.5mm | 114.583   |
| 3.3 x6 - 0.8mm | 114.572   | 4.5 x6 - 0.8mm | 114.584   |
| 3.3 x6 - 1.5mm | 114.573   | 4.5 x6 - 1.5mm | 114.585   |
| 3.3 x6 - 2.5mm | 114.574   | 4.5 x6 - 2.5mm | 114.586   |
| 3.3 x6 - 3.5mm | 114.575   | 4.5 x6 - 3.5mm | 114.587   |
| 3.3 x6 - 4.5mm | 114.576   | 4.5 x6 - 4.5mm | 114.588   |
| 3.3 x6 - 5.5mm | 114.577   | 4.5 x6 - 5.5mm | 114.589   |

CONJUNTO  
MUNHÃO  
UNIVERSAL

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 4.0 | 103.214   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 3.3 X 6.0 | 103.215   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 4.0 | 103.216   |
| CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL 4.5 X 6.0 | 103.217   |

## ANÁLOGO DO PILAR UNIVERSAL



| DESCRIÇÃO                      | MOD. CÓD. |
|--------------------------------|-----------|
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X4.0 | 101.017   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 3.3X6.0 | 101.018   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X4.0 | 101.019   |
| ANÁLOGO DO PILAR UNIV. 4.5X6.0 | 101.020   |




SINGULAR IMPLANTS. UMA QUESTÃO DE INTELIGÊNCIA







# KITS SINGULAR



# KITS


PRÁTICOS  
INTELIGENTES  
E UNIVERSAIS



  
**SINGULAR**  
Implants



# KIT CIRÚRGICO IMPLANTE



KIT CIRÚRGICO | COD. 150.550

\* INDICADO PARA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES ODONTOLÓGICOS.

\* INSTRUMENTAL PARA CIRURGIA DE IMPLANTES DENTÁRIOS.

| DESCRIÇÃO                           | MOD. Cód. |
|-------------------------------------|-----------|
| PARALELIZADOR                       | 122.010   |
| BROCA HELICOIDAL 2.0                | 150.001   |
| BROCA HELICOIDAL 2.8                | 150.002   |
| BROCA HELICOIDAL 3.0                | 150.003   |
| BROCA HELICOIDAL 3.3                | 150.005   |
| BROCA HELICOIDAL 4.3                | 150.008   |
| BROCA LANÇA 2.0                     | 150.022   |
| BROCA PILOTO 2/3                    | 150.157   |
| BROCA CÔNICA 3.5                    | 150.120   |
| BROCA CÔNICA 4.3                    | 150.121   |
| BROCA CÔNICA 5.0                    | 150.122   |
| EXTRATOR DE MUCOSA 1 GUIDE          | 150.180   |
| MONTADOR CM N                       | 117.090   |
| MONTADOR HE 3.3                     | 117.091   |
| MONTADOR HE 4.1                     | 117.093   |
| CHAVE CATRACA HE 4.1 CURTA          | 150.205   |
| CHAVE CATRACA HE 4.1 LONGA          | 150.206   |
| CHAVE CATRACA HE 3.3 CURTA          | 150.211   |
| CHAVE CATRACA HE 3.3 LONGA          | 150.212   |
| CHAVE CATRACA CM CURTA              | 150.202   |
| CHAVE CATRACA CM LONGA              | 150.199   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0.9MM CURTA | 117.114   |
| CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2MM CURTA | 117.010   |
| CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA           | 117.135   |
| CHAVES TORQUIMETRO                  | 117.140   |
| SONDA MILIMETRADA                   | 122.005   |
| BROCA CÔNICA 3.5 MAX                | 150.172   |
| ESTOJO CIRÚRGICO                    | 160.000   |

## KIT SGL

- Kit para Implantes Cilíndricos e Cônicos
- Stops de brocas




| DESCRIÇÃO      | MOD. Cód. |
|----------------|-----------|
| SGL Guide - 07 | 161.000   |
| SGL Guide - 08 |           |
| SGL Guide - 09 |           |
| SGL Guide - 10 |           |
| SGL Guide - 11 |           |
| SGL Guide - 13 |           |
| SGL Guide - 15 |           |
| SGL Guide - 16 |           |
| SGL Guide - 17 |           |





# KIT PROTÉTICO SINGULAR



KIT PROTÉTICO | COD. 122.004

\* Compatibilidade: Universal.

\* Instrumental para componentes protéticos de implantes dentários.

Chaves para colocação e remoção de componentes protéticos

| DESCRIÇÃO                                | MOD. CÓD. |
|------------------------------------------|-----------|
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 0.9MM CURTA       | 117.008   |
| CHAVE HEXAGONAL 0,9MM LONGA              | 117.300   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM CURTA       | 117.109   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.2MM MÉDIA       | 117.037   |
| CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM CURTA        | 117.018   |
| CHAVE TORQUE QUADRADA 1.3MM MÉDIA        | 117.019   |
| CHAVE TORQUE HEXAGONAL 1.6MM MÉDIA       | 117.040   |
| CHAVE ADAPTAÇÃO PROTÉTICA                | 117.141   |
| CHAVE TORQUE CÔNICA CURTA                | 117.135   |
| CHAVES DIGITAIS PARA CHAVES TORQUE LONGA | 117.140   |
| CHAVE TORQUE FENDA                       | 117.306   |
| CHAVE TORQUE FENDA O'RING                | 117.305   |







# SINGULAR

Implants

MANUAIS SINGULAR



DMR IND.E COM DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA  
CNPJ: 11.812.152/0001-05  
TEL: 08000244378  
WHATS: +5584998062299  
EMAIL: COMERCIAL@SINGULARIMPLANTS.COM.BR



#SINGULARIMPLANTS

