

EMBALAGENS

São 4 embalagens com informações de diâmetro e medidas demarcadas na frente.



TODOS OS MINI-IMPLANTES OASYS ORTHOMETRIC SÃO ESTERILIZADOS!

MINI-IMPLANTE INTERRADICULAR - ROSCA SIMPLES

	Diâmetro	Comp. Rosca	Códigos	Qtd.	Dental	Dentista
	Ø 1,6mm	6x1mm	31.60.0601	2 un.	R\$ 43 ⁷⁵	R\$ 62 ⁵⁰
	Ø 1,6mm	6x2mm	31.60.0801	2 un.	R\$ 43 ⁷⁵	R\$ 62 ⁵⁰
	Ø 1,6mm	8x1mm	31.60.0602	2 un.	R\$ 43 ⁷⁵	R\$ 62 ⁵⁰
	Ø 1,6mm	8x2mm	31.60.0802	2 un.	R\$ 43 ⁷⁵	R\$ 62 ⁵⁰

MINI-IMPLANTE INTERRADICULAR - ROSCA DUPLA

	Diâmetro	Comp. Rosca	Códigos	Qtd.	Dental	Dentista
	Ø 1,6mm	6x1mm	30.60.0603	1 un.	R\$ 42 ¹⁸	R\$ 60 ²⁵
	Ø 1,6mm	6x2mm	30.60.0604	1 un.	R\$ 42 ¹⁸	R\$ 60 ²⁵
	Ø 1,6mm	8x1mm	30.60.0803	1 un.	R\$ 42 ¹⁸	R\$ 60 ²⁵
	Ø 1,6mm	8x2mm	30.60.0804	1 un.	R\$ 42 ¹⁸	R\$ 60 ²⁵

MINI-IMPLANTE EXTRA-ALVEOLAR - ROSCA SIMPLES

	Diâmetro	Comp. Rosca	Códigos	Qtd.	Dental	Dentista
	Ø 2,1mm	8x4mm	31.61.0804	1 un.	R\$ 28 ⁷⁰	R\$ 41 ⁰⁰
	Ø 2,1mm	10x4mm	31.61.1004	1 un.	R\$ 28 ⁷⁰	R\$ 41 ⁰⁰
	Ø 2,1mm	12x4mm	31.61.1204	1 un.	R\$ 28 ⁷⁰	R\$ 41 ⁰⁰

MINI-IMPLANTE EXTRA-ALVEOLAR - ROSCA DUPLA

	Diâmetro	Comp. Rosca	Códigos	Qtd.	Dental	Dentista
	Ø 2,1mm	8x4mm	30.61.0804	1 un.	R\$ 50 ⁴⁰	R\$ 72 ⁰⁰
	Ø 2,1mm	10x4mm	30.61.1004	1 un.	R\$ 50 ⁴⁰	R\$ 72 ⁰⁰
	Ø 2,1mm	12x4mm	30.61.1204	1 un.	R\$ 50 ⁴⁰	R\$ 72 ⁰⁰

OASYS

ORTHODONTIC
ANCHORAGE
SYSTEM

Mini Implantes Ortodônticos

A introdução dos mini-implantes ortodônticos marcou um avanço fundamental na biomecânica da Ortodontia ao consolidar o conceito de **ancoragem esquelética temporária**, permitindo o direcionamento preciso das forças ortodônticas com elevados níveis de controle, previsibilidade e segurança. Essa tecnologia **ampliou significativamente as possibilidades de movimentação dentária**, viabilizando **mecânicas mais eficientes e individualizadas**, sem comprometer os elementos tradicionais de ancoragem, contribuindo para tratamentos **mais estáveis e clinicamente controlados**.

A linha OASYS foi desenvolvida para atender a esse novo patamar de exigência clínica, oferecendo **ancoragem esquelética associada à segurança biológica, previsibilidade mecânica e versatilidade de aplicação**, contemplando as mais diversas demandas da Ortodontia contemporânea. Fabricados em **Titânio Ti-6Al-4V (ASTM F136 – Grau 5)** e **fornecidos esterilizados**, os Mini-Implantes OASYS reúnem **engenharia de precisão, design funcional e ampla indicação clínica**, sempre em conformidade com os mais rigorosos critérios técnicos e regulatórios.

Duas soluções de ancoragem, duas geometrias de rosca!

Pensando na diversidade de situações clínicas, a linha OASYS foi estruturada para oferecer **dois tipos de aplicação, interradicular e extra-alveolar e, para cada uma delas, duas opções de rosca: rosca simples e rosca dupla**. Essa combinação permite ao ortodontista selecionar o mini-implante mais adequado conforme:

- Região anatômica
- Densidade óssea
- Espaço disponível
- Demanda biomecânica
- Intensidade e duração da força aplicada



ORTHOMETRIC®
Ajudando o Mundo a Sorrir





Mini-Implantes Interradiculares

Projetados para áreas com **menor espaço entre as raízes** e exigência de **controle refinado**, são indicados para mecânicas que demandam **precisão, controle de forças e preservação das estruturas adjacentes**.

Mini-Implantes Extra-Alveolares

Desenvolvidos para regiões com **osso cortical mais denso** e aplicações de **maior demanda mecânica**, são indicados para mecânicas que exigem **ancoragem esquelética prolongada e aplicação de forças mais intensas**.



Duas linhas de rosca para cada aplicação

Para oferecer maior controle clínico e melhor adaptação às diferentes condições ósseas e mecânicas, a linha OASYS conta com **duas versões de rosca em cada modelo**.



Rosca Simples

Projetada para proporcionar **inserção progressiva, controle de torque e excelente sensibilidade tátil**, sendo especialmente indicada para regiões mais delicadas e com espaço limitado.

Principais características clínicas:

- Rosca com alto poder de corte;
- Promove inserção mais leve, com torque mais suave, com menor compactação óssea;
- Permite maior controle durante o posicionamento;
- Indicação preferencial quando se busca precisão e menor agressão óssea, respeitando as condições do local de instalação.



Rosca Dupla

Os mini-implantes com **rosca dupla**, além do corpo com rosca cortante, possuem, em sua região cervical, uma rosca mais fina com a finalidade de **compactação óssea**, visando maior estabilidade primária. Foram desenvolvidos para situações que exigem **maior estabilidade primária e maior imbricamento cortical**, sendo especialmente indicados para regiões de maior densidade óssea e mecânicas mais exigentes.

Principais características clínicas:

- Maior área de contato com o osso;
- Estabilidade primária aumentada;
- Maior resistência ao deslocamento sob forças contínuas mais pesadas;
- Indicação estratégica para casos de maior complexidade biomecânica.

TODOS OS MINI-IMPLANTES OASYS ORTHOMETRIC SÃO ESTERILIZADOS!

Principais características dos Mini-Implantes Oasys

Rosca Simples

Interradicular / Extra-Alveolar

1 CABEÇA DE BOTÃO

Segurança com uso de acessórios de tração e aumento da sensação de conforto;

2 SLOT AUXILIAR REDONDO

Versatilidade no uso de mecânicas ortodônticas;

3 ENCAIXE UNIVERSAL

Versatilidade na utilização de acessórios de instalação;



4 PERFIL TRANSMUCOSO SUAVIZADO

Aumento da sensação de conforto em regiões de alta sensibilidade;

5 CONICIDADE CORTICAL

Aumento da estabilidade primária através de compactação cortical;

6 FILETES DE ROSCA CORTANTES

Maior segurança durante a inserção através da redução da força com o aumento da capacidade de corte;

7 PONTA AUTOPERFORANTE

Afiação para maior facilidade no início da perfuração, aumentando chance de sucesso da instalação.

Rosca Dupla

Interradicular / Extra-Alveolar

1 CABEÇA DE BOTÃO

Segurança com uso de acessórios de tração e aumento da sensação de conforto;

2 SLOT AUXILIAR

Redondo no Interradicular e Retangular no Extra-Alveolar Versatilidade no uso de mecânicas ortodônticas;

3 ENCAIXE UNIVERSAL

Versatilidade na utilização de acessórios de instalação;

4 PERFIL TRANSMUCOSO SUAVIZADO

Aumento da sensação de conforto em regiões de alta sensibilidade;



5 DUPLO PERFIL DE ROSCA

Aumento da estabilidade primária através de compactação cortical;

6 CONICIDADE CORTICAL

Aumento da estabilidade primária através de compactação cortical;

7 FILETES DE ROSCA CORTANTES

Maior segurança durante a inserção através da redução da força com o aumento da capacidade de corte;

8 CÂMARA DE RESÍDUOS

Aumento da efetividade de perfuração e corte, potencializando a inserção;

9 PONTA AUTOPERFORANTE

Afiação para maior facilidade no início da perfuração, aumentando chance de sucesso da instalação.



OASYS