



## BICARBONATO DE SÓDIO

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

PRODUTO UTILIZADO NA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:**

PÓ CRISTALINO BRANCO, CONSTITUÍDO PELA AGLOMERAÇÃO DE PEQUENOS PRISMAS RETANGULARES, INODORO E COM LIGEIRO SABOR SALINO, FRACAMENTE ALCALINO.

**MODELO DO PRODUTO:**

BICARBONATO DE SÓDIO

**INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:**

PÓ ABRASIVO QUE REALIZA O POLIMENTO DA SUPERFÍCIE EXTERNA DO DENTE (ESMALTE). SUA AÇÃO É MECÂNICA ELIMINANDO MATERIAIS ORGÂNICOS PROMOVEDO UMA LIMPEZA ATRAVÉS DO SPRAY FORMADO PELA ASSOCIAÇÃO: PÓ (BICARBONATO DE SÓDIO), ÁGUA E AR.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:**

USO PROFISSIONAL, NÃO UTILIZAR O PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE OU E A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA DE 5°C A 28°C, TRANSPORTAR SEM VIOLAR A EMBALAGEM, PROTEGER DA INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR DIRETA.

**APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**

EMBALAGEM COM 250 G;  
EMBALAGEM COM 500G;

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 ANOS.

**REGISTRO DO PRODUTO:**

ANVISA: MS: 80089620024

PREVEN<sup>®</sup>

