

*Imagem meramente ilustrativa



LINHA:

Diagnóstica

MARCA:

Labor Import

FABRICANTE:

Dailymag Magnetic

ORIGEM:

China

REGISTRO ANVISA:

Não passível de registro segundo
instrução normativa 218/2020

CLASSE DE RISCO:

N/A

Características Técnicas

- Previne acidentes percutâneos entre profissionais, desde o momento do descarte até seu acondicionamento final.
- Alça integrada ou apoio lateral para transporte. tampa com abertura específica para descarte de agulha e trava para descarte definitivo.
- Sua composição permite a visualização do conteúdo descartado.
- Feito de material resistente que evita perfurações e vazamentos.
- Uso único.

Composição

Fabricados em plástico rígido de alta resistência.

Validade

Produto com validade de 10 anos, a partir da data de fabricação.

Indicação de Uso

Ideais para descarte de objetos perfurocortantes em serviços de saúde.

Código	Descrição	Altura	Comp.	Profund.	Abertura	Apresentação
50129	COLETOR PERFURO-CORTANTE 1.0L	13 cm	9,5 cm	7,5 cm	11 cm	Unitária
50131	COLETOR PERFURO-CORTANTE 3.0L	12 cm	18 cm	14 cm	11 cm	Unitária
50132	COLETOR PERFURO-CORTANTE 7L	14 cm	22,5 cm	18 cm	7,5 cm	Unitária
50133	COLETOR PERFURO-CORTANTE 15L	25 cm	34 cm	21 cm	21 cm	Unitária

CERTIFICADOS DE QUALIDADE



Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525