



**+**  
**WE  
KNOW  
ENDO.**

Excelente visibilidade no acesso  
contra-ângulo de cabeça pequena

Interface amigável  
com navegação "click and go" e botões  
específicos para cada função

Pré-programado  
para os principais sistemas de  
instrumentação



Não precisa de pedal  
botão liga/desliga na peça de mão

# X-Smart® Plus

Tudo que você gosta no X-Smart® com um Plus


# Características técnicas

- Contra-ângulo com cabeça pequena e possível ajuste em 6 posições diferentes.
- Realiza movimentos Reciprocante e Rotatório convencional.
- Biblioteca de limas com 8 programas pré-definidos (WaveOne®, WaveOne® Gold, ProTaper Next®, ProTaper® Universal, ProGlider®, PathFile®, Gates, Reciproc®), além de programas livres para configuração personalizada.
- Acionamento do motor na peça de mão.
- Design Ergonômico da tela e do teclado.
- Tela de LCD colorida e ampla.
- Opção Auto Reverso.
- Funciona ligado à fonte ou à bateria. Autonomia da bateria de 2 horas em uso contínuo e recarga em aproximadamente 5h.
- Escala de velocidades: 250 a 1.200 rpm.
- Escala de controle de torques: 0.6 - 4.0 Ncm.



## Movimento Reciprocante

Instrumentação do canal com o sistema de lima única Waveone Gold, a mais recente tecnologia para instrumentar o canal com confiança.



## Movimento Rotatório

Protaper Next é a última geração de referência em endodontia e possui a mesma performance da Protaper Universal com maior versatilidade e sequência clínica reduzida.



Maillefer Instruments Holding S.à.r.l. Chemin du Verger 3 CH-1338 Ballaigues, Suíça.  
Importado e distribuído por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP - Brasil - CNPJ 31.116.239/0001-55 - Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396. Registro ANVISA nº 80196889031 (X-Smart Plus); 80196880257 (Protaper Next, Wave One Gold).

Conteúdo da embalagem, modo de preparo, condições de armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso