



**A M A R I S**®  
Gingiva

O COMPÓSITO ESTÉTICO E FUNCIONAL NAS CORES DE GENGIVA

# Amaris® Gingiva

## O COMPÓSITO ESTÉTICO E FUNCIONAL NAS CORES DE GENGIVA

Os Dentistas conhecem estas situações clínicas, que podem ser restauradas funcionalmente com compósitos na cor do dente mas não resolvidas esteticamente.

### Defeitos cervicais

provocados por

- cáries
- sobrecarga funcional
- periodontite
- má escovagem
- dentes mal posicionados
- tecido dentário duro hipomineralizado
- Retracção gengival relacionada com a idade

Até agora podia ser tratado funcionalmente mas não esteticamente. Defeitos no tecido dentário duro podem ser restaurados com compósitos na cor do dente. No entanto, quando a gengiva retrai, prolonga-se a aparência óptica do dente para além da linha gengival.

Se a restauração for feita com compósito na cor do dente, quer o Dentista quer o Paciente raramente ficam satisfeitos. Uma interrupção da linha gengival não pode ser compensada por um material da cor do dente.

Amaris® Gingiva é um sistema restaurador a compósito especialmente desenvolvido para a área cervical. Uma cor de gengiva e três opacificadores, que podem ser misturados entre si, são capazes de reproduzir uma multitude de cores de gengiva. Este material de alta estética permite agora restaurar defeitos cervicais tanto funcional como esteticamente.

Em peças restauradoras feitas em laboratório, os materiais na cor da gengiva são usados com sucesso desde há muito tempo. Amaris® Gingiva oferece agora uma solução clínica para esta área especial da anatomia dentária.

Splinting primário de dentes com defeitos periodontais extensos é uma aplicação frequente. Amaris® Gingiva permite realizar este trabalho sem prejudicar a estética do sorriso do paciente.

O compósito da cor da gengiva permite também restaurar bordos expostos de coroas em PFM intactas, e assim satisfazer os pacientes mais exigentes.



Situação inicial nas margens coronarias 21 - 23



Margens coronarias restauradas com Amaris Gingiva

# Amaris® Gingiva

## APLICAÇÃO CLÍNICA



Situação inicial no dente 13

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policlínica Universitária de Jena (Alemanha) de dentisteria conservadora



Restauração com Amaris Gingiva após 4 dias



Situação inicial nos dentes 12 e 13 após terapia de parodontitis

PD Dr. Dr. Bernd W. Sigusch, Policlínica Universitária de Jena (Alemanha) de dentisteria conservadora



Reconstrução da papila dos dentes 12 e 13 com Amaris Gingiva. O desenho da base permite uma higiene adequada entre a gengiva e a restauração.



Situação inicial nos dentes 13 e 14

Dr. Jan-Erik Schulz-Walz, Hamburgo



Reconstruções cervicais com Amaris Gingiva

## Amaris® Gingiva

### O COMPÓSITO ESTÉTICO E FUNCIONAL NAS CORES DE GINGIVA

#### Indicações

- Restauração a compósito nas cores de gengiva
- Defeitos em V
- Áreas cervicais expostas
- Correcções estéticas na área gengival
- Cores adicionais para restaurações desafiadoras
- Splinting primário
- Correcção da estética vermelho/branco



#### Apresentações

REF 1970 Amaris Gingiva Set seringas,  
3 x 1,2 g opacificadores nas cores: white, light e dark,  
1 x 4 g cor base „nature“, acessórios

#### Vantagens

- Compósito restaurador de alta estética, para uso na clínica, que pode ser adaptado numa grande variedade de cores de gengiva
- Uma cor base e três opacificadores misturáveis podem reproduzir quase todas as cores de gengiva
- Áreas cervicais expostas por recessão gengival e defeitos em V podem ser restauradas tanto funcional como esteticamente
- Cores de gengiva agora também para uso na clínica
- Compósito de tecnologia avançada: O know-how do Amaris® nas cores de gengiva para restaurações de alta estética para além da margem gengival
- Realização adicional do sistema Amaris®



REF 1971 Amaris Gingiva recarga 1 x 4 g cor base  
„nature“

VOCO GmbH  
P.O. Box 767  
27457 Cuxhaven  
Alemanha

Tel.: +49 (0)4721-719-0  
Fax: +49 (0)4721-719-140

info@voco.com  
www.voco.com

Disponível em: