


GOLGRAN
X
Millennium
X
GG

Qual a diferença?



Qual a sua escolha?



Golgran (Convencional): robustez e confiança com excelente custo-benefício.


Millennium (Premium): ergonomia, leveza e máxima precisão para especialistas.

GG (Econômica): praticidade e preço acessível para armazenagem no dia a dia.

GOLGRAN

Millennium

GG



Espátulas e Instrumentos Clínicos

Golgran: cabo maciço (5,5 mm), formato octogonal que evita que o instrumento role na bancada. Opção com custo mais acessível.



Millennium: cabo oco (8 mm), mais leve e ergonômico, proporcionando menor fadiga da mão e maior precisão e delicadeza nas pontas ativas.



Porta-agulhas

Golgran: modelo simples, 100% em aço inox, acabamento prateado, com excelente custo-benefício.



Millennium: modelo com ponta ativa de vídea (liga de tungstênio, carbono e cobalto), oferecendo maior durabilidade, e melhor apreensão da agulha.



Recipientes (Estojos, bandejas e cubas)

GG: matéria-prima mais fina, produto mais leve, menos resistente, com excelente custo-benefício.



Golgran: matéria-prima premium, polimento especial extra brilho, mais resistente e pesado, encaixe perfeito das tampas.



Fórceps Odontológicos

Golgran: mais robusto e pesado, com serrilhas profundas no cabo. Qualidade com ótimo custo-benefício



GOLGRAN

Millennium: produzido com matéria-prima premium, mais leve, delicado e preciso. Possui serrilhas mais suaves e empunhadura confortável.



Millennium

Alicates Ortodônticos

Golgran: mais robusto e pesado, acabamento brilhante e ótimo custo-benefício.



Millennium: produzido com matéria-prima premium, pontas delicadas e precisas, leve, acabamento fosco e maior precisão em dobras, cortes e manobras.

