

vigodent

REFLECTION

Silicone de Condensação Premium
com Alto Controle Dimensional

**Garante no mínimo
21 moldagens**



4 RAZÕES PARA USAR




Silicone altamente hidrofílico, proporcionando alta capacidade de cópia, mesmo em ambientes úmidos com hipersalivação, ou sangue proveniente de inflamação gengival, fluido gengival.



Reprodutibilidade de detalhes semelhantes a de um Silicone de Adição



3x mais estável que os principais concorrentes



5x mais resistente e superior em elasticidade mantendo a integridade na região interproximal



Exclusivo Aroma Blueberry Ice

Conforto para o paciente. Uma experiência completa.

INDICAÇÕES

Impressão de arcadas dentárias ou para pacientes edêntulos, visando a confecção de modelos de próteses dentais totais, parciais ou unitárias

Técnicas de dupla moldagem ou moldagem simultânea

Técnica com anel de cobre

Impressões para modelo de estudo, modelos de ortodontia, matrizes, isolamento protetor dos dentes durante colocação da prótese em mufla.

ALTO CONTRASTE



Cores vivas e Cores Contrastantes: Vibrant Purple & Light Green
Controle visual para o profissional.



Alta Hidrofilia:
Reprodução perfeita de detalhes, mesmo em umidade elevada.

TIPO

Tempo de mistura 30"
Tempo de trabalho 1'30"
Tempo de espera em boca 3"
Tempo de presa 4'30"

REFLECTION PUTTY

TIPO

Tempo de mistura 30"
Tempo de trabalho 1'30"
Tempo de espera em boca 4"
Tempo de presa 5'30"

REFLECTION LIGHT BODY

Tempo de mistura 30"
Tempo de trabalho 1'30"
Tempo de espera em boca 4"
Tempo de presa 5'30"

VERSÕES DISPONÍVEIS



Kit Reflection

- 1 Pote de base 1 kg
- 1 Colher medidora
- 1 Bisnaga Light Body 120g
- 1 Bisnaga Catalisador 60ml



vigodent

Registro Anvisa: 10068870170



Putty 1 kg

- 1 Pote de base 1 kg
- 1 Colher medidora



vigodent

Registro Anvisa: 10068870170



Light Body

- 1 Bisnaga Light Body 120g



vigodent

Registro Anvisa: 10068870170



Catalisador

- 1 Bisnaga Catalisador 60ml



vigodent

Registro Anvisa: 10068870170

QUADRO COMPARATIVO – SILICONES DE CONDENSAÇÃO

Característica

Reflection (Vigodent) – Desempenho Premium

Concorrente 1

Concorrente 2

Hidrofilia

Altíssima hidrofilia, assegura detalhes nítidos mesmo em ambientes úmidos ou com sangue.

Hidrofílico, auxilia na moldagem em presença de saliva.

Apenas hidromcompatível.

Elasticidade e Resistência

Superior resistência ao rasgamento e excelente elasticidade, garantindo moldes íntegros e duráveis.

Boa elasticidade e resistência.

Alta elasticidade com recuperação.

Estabilidade Dimensional

Até 3x mais estável que os principais concorrentes, proporcionando moldes precisos por mais tempo.

Estável por até 7 dias.

Boa estabilidade.

Sabor/Aroma

Exclusivo sabor Blueberry Ice. Diferenciado e que promove conforto sensorial ao paciente.

Aroma de menta.

Aroma cítrico limão.

Cores

Cores contrastantes vivas e modernas, facilitando a leitura e controle da moldagem.

Cores comuns.

Leve contraste de cores.

Tecnologia Diferencial

Tecnologia de ponta com desempenho semelhante ao silicone de adição, oferecendo excelente custo-benefício.

Tecnologia apenas de controle dimensional.

Tecnologia apenas de conforto.



vigodent.com.br

vigodent @vigodentbrasil

