



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

VOCÊ JÁ CONHECE A RESINA CHARISMA®DIAMOND?

Com **Charisma® Diamond** é possível obter **excelentes resultados** utilizando a técnica de incremento único em casos simples ou a técnica de estratificação nos casos mais desafiadores.



- Cor de dentina opaca
- Cor universal
- Incisal translúcida
- Incisal opalescente

CORES UNIVERSAIS DE ESMALTE

Charisma® Diamond possui cores de esmalte de translucidez média que podem ser utilizadas com ou sem camadas adicionais de dentina opaca ou cores incisais, dependendo da extensão da cavidade.



- **A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3**
- **BL: bleach** (para dentes clareados)
- **BXL: bleach extra light** (para dentes clareados)



CORES OPACAS DE DENTINA

Para reproduzir a opacidade da dentina em restaurações estratificadas ou para recobrimento de manchas.

OL: opaque light (opaca clara) ●

OM: opaque medium (opaca média) ●

OD: opaque dark (opaca escura) ●

OB: opaque bleach (opaca para dentes clareados) ●

CORES OPALESCENTES

A opalescência intrínseca das massas CO (clear opal) e YO (yellow opal) reproduz com maior fidelidade os efeitos de luz presentes nos bordos incisais do dente natural.




● **CL (clear):** incisal translúcida clara

● **AM (ambar):** incisal translúcida de tom amarelo

● **CO (clear opal):** incisal opalescente de tom branco

● **YO (yellow opal):** incisal opalescente de tom amarelo



CORES TRANSLÚCIDAS

As massas CL (clear) e AM (ambar) podem ser estratificadas sobre as massas de esmalte para criar uma aparência mais natural com efeitos de profundidade de cor.