


# Granulações e suas indicações

	<b>Extra Fina (FF)</b>	<b>30 <math>\mu\text{m}</math></b>	<b>Acabamento e refinamento</b>
	<b>Fina (F)</b>	<b>46 <math>\mu\text{m}</math></b>	<b>Acabamento e ajustes iniciais</b>
	<b>Média</b>	<b>126 <math>\mu\text{m}</math></b>	<b>Preparos convencionais</b>
	<b>Grossa (G)</b>	<b>151 <math>\mu\text{m}</math></b>	<b>Redução rápida da estrutura dental</b>