

AIIP*dental products*
Prime

Instruções de Uso

**SUGADOR
ODONTOLÓGICO**

SUGADOR ODONTOLÓGICO ALLPRIME

Suctor Odontológico de Saliva

Produto não estéril de uso único.

Apresentação Comercial:

Sugador odontológico AllPrime apresentando diâmetro de 6,5 mm e 15 cm de comprimento, acondicionado em embalagens com 40 unidades ou 100 unidades, nas cores transparente, azul, verde, laranja ou lilás.

Indicações de Uso:

O sugador odontológico é usado apenas por profissionais em procedimento odontológico; ele é usado para sucção de saliva da boca do paciente, de modo que o dentista possa trabalhar, sem interrupção.

O contato entre o paciente e o dispositivo é um contato intrabucal e temporário, com duração inferior a 60 minutos. Destinado somente ao uso odontológico e se trata de um dispositivo descartável.

O sugador odontológico é projetado e produzido para garantir a segurança e a saúde dos usuários e pacientes.

Modo de Uso:

Desenvolvido para fixação imediata na posição desejada pelo profissional.

Tabela de Modelos:

Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Cor azul - 40 ou 100 unidades por embalagem



Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Cor verde - 40 ou 100 unidades por embalagem



Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Cor laranja - 40 ou 100 unidades por embalagem



Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Cor lilás - 40 ou 100 unidades por embalagem



Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Cor rosa - 40 ou 100 unidades por embalagem



Ø 6,5mm x 15cm de comprimento

Transparente - 40 ou 100 unidades por embalagem



Composição:

- Ponta fixa: PVC
- Tubo: PVC e um fio de cobre metálico.

Condições de Armazenamento e transporte:

Armazenamento em temperatura ambiente em um local seco e ventilado.

Condições de Manipulação:

Adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio.

Advertências:

Produto de uso único. Descartar após uso. Produto de reprocessamento proibido.

Precauções:

Manter o ambiente em que os dispositivos são armazenados limpos e adotar um procedimento de higiene adequada durante o manuseio.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Validade:

indeterminada.

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC) em **0800 702 0227**

Fabricado por:

EURONDA S.P.A.

Via dell'artigianato 7, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza, Itália

www.euronda.com

Importado no Brasil por:

Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.

CNPJ: 13.612.214/0001-60

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04

88104-785 São José - SC, Brasil

Cadastro ANVISA Nº 80801639001

Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler - CRF / SC 4183

SAC: 0800 701 6870